

## **cobas<sup>®</sup> HCV**

**Test quantitativo degli acidi nucleici  
per l'uso sul cobas<sup>®</sup> 4800 System**

Per uso diagnostico *in vitro*

|                                                               |           |                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>cobas<sup>®</sup> HCV</b>                                  | 120 Tests | P/N: 06979602190 |
| <b>cobas<sup>®</sup> HBV/HCV/HIV-1 Control Kit</b>            | 10 Sets   | P/N: 06979572190 |
| <b>cobas<sup>®</sup> 4800 System Sample Preparation Kit 2</b> | 240 Tests | P/N: 06979513190 |
|                                                               | 960 Tests | P/N: 06979521190 |
| <b>cobas<sup>®</sup> 4800 System Wash Buffer Kit</b>          | 240 Tests | P/N: 05235863190 |
|                                                               | 960 Tests | P/N: 05235871190 |
| <b>cobas<sup>®</sup> 4800 System Specimen Diluent 2</b>       | 240 Tests | P/N: 06979556190 |
| <b>cobas<sup>®</sup> 4800 System Lysis Kit 2</b>              | 240 Tests | P/N: 06979530190 |
|                                                               | 960 Tests | P/N: 06979548190 |

## INDICE GENERALE

### Uso previsto

#### Riassunto e spiegazione del test

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Premessa .....                     | 4 |
| Perché utilizzare i test HCV ..... | 4 |
| Spiegazione del test .....         | 5 |
| Principi della procedura .....     | 5 |

#### Materiali e reagenti

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Reagenti .....                                                      | 6  |
| Requisiti per la conservazione e la manipolazione dei reagenti..... | 12 |
| Materiali aggiuntivi necessari .....                                | 12 |
| Strumentazione e software necessari ma non forniti .....            | 13 |
| Provette campione supportate.....                                   | 13 |

#### Precauzioni e requisiti per l'uso

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Avvertimenti e precauzioni.....                         | 14 |
| Buone pratiche di laboratorio.....                      | 15 |
| Manipolazione dei reagenti.....                         | 15 |
| Contaminazione .....                                    | 15 |
| Integrità .....                                         | 16 |
| Smaltimento .....                                       | 16 |
| Fuoriuscite e pulizia .....                             | 16 |
| Prelievo, trasporto e conservazione dei campioni .....  | 17 |
| Prelievo dei campioni .....                             | 17 |
| Trasporto, conservazione e stabilità dei campioni ..... | 17 |

#### Istruzioni per l'uso

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Esecuzione del test.....             | 18 |
| Volume di analisi del campione ..... | 18 |
| Dimensioni della seduta .....        | 19 |
| Flusso di lavoro .....               | 19 |

#### Risultati

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Controllo di qualità e validità dei risultati ..... | 21 |
| Interpretazione dei risultati dei controlli .....   | 22 |
| Interpretazione dei risultati .....                 | 22 |
| Elenco dei flag dei risultati .....                 | 23 |
| Limiti della procedura .....                        | 24 |

**Valutazione delle prestazioni non cliniche**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Caratteristiche delle prestazioni.....             | 25 |
| Standard Internazionale OMS.....                   | 25 |
| Intervallo lineare.....                            | 27 |
| Precisione intra-laboratorio.....                  | 30 |
| Verifica del genotipo.....                         | 31 |
| Specificità.....                                   | 32 |
| Correlazione tra i metodi.....                     | 34 |
| Equivalenza tra matrici – Plasma EDTA e siero..... | 35 |
| Tasso globale d'errore del sistema.....            | 36 |
| Contaminazione crociata.....                       | 36 |

**Informazioni supplementari**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Caratteristiche specifiche del test..... | 37 |
| Simboli.....                             | 38 |
| Fabbricante.....                         | 39 |
| Marchi e brevetti.....                   | 39 |
| Copyright.....                           | 39 |
| Bibliografia.....                        | 40 |
| Revisione del documento.....             | 42 |

## Uso previsto

Il test **cobas® HCV** è un test di amplificazione *in vitro* degli acidi nucleici destinato alla rilevazione e alla quantificazione dell'RNA del virus dell'epatite C (HCV) in campioni di siero o plasma EDTA umano ottenuto da soggetti con infezione da HCV. I campioni contenenti i genotipi 1-6 di HCV sono stati approvati per la rilevazione e la quantificazione con il test.

Il test è destinato all'uso come ausilio per la diagnosi dell'infezione da HCV nelle seguenti popolazioni: soggetti con evidenza di anticorpo anti-HCV e con evidenza di patologia epatica; soggetti con sospetta infezione attiva e con evidenza di anticorpo anti-HCV; soggetti a rischio di infezione da HCV con anticorpi anti-HCV. La rilevazione dell'RNA di HCV indica che il virus si sta replicando e dimostra pertanto che è in atto un'infezione.

Il test è destinato all'uso come ausilio per la gestione dei pazienti con infezione da HCV che si sottopongono ad una terapia antivirale. Il test misura l'RNA di HCV ai livelli base (baseline) e durante il trattamento. Può essere utilizzato per predire la risposta virologica non sostenuta (non-sustained virological response, NSVR) alla terapia anti-HCV. I risultati devono essere interpretati contestualmente a tutti i dati clinici correlati e ai riscontri di laboratorio.

## Riassunto e spiegazione del test

### Premessa

L'HCV è considerato il principale agente eziologico responsabile del 90-95% dei casi di epatite post-trasfusionale.<sup>1-4</sup> L'HCV è un virus con RNA a singolo filamento a senso positivo, con un genoma di circa 9.500 nucleotidi codificanti per 3.000 aminoacidi. Essendo un virus ematogeno, l'HCV può essere trasmesso dal sangue e dagli emoderivati. L'ampia adozione di misure di screening anti-HCV del sangue ha abbassato in modo significativo il rischio di epatite associata a trasfusioni. L'incidenza dell'infezione da HCV aumenta se è associata ad abuso di stupefacenti per via endovenosa e, in misura minore, ad altre esposizioni percutanee.<sup>4</sup>

La quantificazione dell'RNA di HCV per la misurazione delle cariche virali di base e per il monitoraggio costante della terapia è riconosciuta come un valido metodo per dimostrare l'efficacia della risposta antivirale alla terapia combinata con interferone pegilato (PegIFN) e ribavirina (RBV).<sup>5-9</sup> Le attuali linee guida per la gestione e il trattamento dell'HCV<sup>10,11</sup> suggeriscono di eseguire l'analisi quantitativa dell'RNA di HCV prima di iniziare la terapia antivirale, a intervalli precisi durante la terapia (terapia guidata dalla risposta, RGT) e a distanza di 12 settimane o più, dopo la fine della terapia.

L'obiettivo della terapia è la conferma dell'assenza di RNA di HCV con un test sensibile dopo 12 settimane dalla fine del trattamento. Tale assenza indica che si è ottenuta una risposta virologica sostenuta (Sustained Virologic Response, SVR).<sup>10</sup>

La determinazione della cinetica virale durante la terapia favorisce una maggiore personalizzazione della durata del trattamento con i DAA (agenti antivirali ad azione diretta di recente approvazione), che sono gli inibitori della proteasi telaprevir e boceprevir.<sup>12-15</sup>

### Perché utilizzare i test HCV

La presenza di anticorpi anti-HCV è rivelatrice di un'infezione da HCV. Tuttavia la sola condizione di positività anti-HCV non consente di distinguere tra un'infezione acuta, cronica e risolta. La rilevazione dell'RNA di HCV nel siero o nel plasma indica una replicazione virale attiva e consente pertanto di identificare i pazienti con un'infezione da HCV persistente.

Con la crescente disponibilità di farmaci DAA specifici per l'HCV molto efficaci (tra cui gli inibitori della proteasi di seconda generazione, gli inibitori della polimerasi e gli inibitori NS5A) e con una ricerca continua e dinamica di nuove terapie anti-HCV, il monitoraggio della carica virale resta il principale test da effettuare in laboratorio per confermare il raggiungimento dell'obiettivo SVR con i farmaci DAA.<sup>16-21</sup>

In sintesi, il test **cobas**® HCV è un dosaggio quantitativo per la rilevazione dell'RNA di HCV che consente di formulare una diagnosi di infezione attiva e la determinazione della cinetica virale, destinato all'uso in laboratorio a sostegno dei trial clinici e anche nella routine clinica per la gestione dei pazienti affetti da HCV.

## Spiegazione del test

Il test **cobas**® HCV è un dosaggio quantitativo degli acidi nucleici che viene eseguito sul **cobas**® 4800 System. Il test **cobas**® HCV supporta la rilevazione e la quantificazione dell'RNA di HCV nel siero o nel plasma EDTA prelevati a pazienti infetti. Le sonde doppie vengono utilizzate per rilevare e quantificare i genotipi 1-6 dell'HCV, ma non discriminano tra questi. La carica virale viene quantificata rispetto a uno standard di quantificazione costituito da Armored RNA non HCV (RNA QS), che viene introdotto in ogni campione nella fase di preparazione. L'RNA QS serve inoltre come controllo interno, per monitorare l'intero processo di preparazione dei campioni e amplificazione PCR. Il test utilizza inoltre tre controlli esterni: un controllo positivo a titolo alto, un controllo positivo a titolo basso e un controllo negativo.

## Principi della procedura

Il test **cobas**® HCV si basa sulla completa automazione della preparazione dei campioni completamente (estrazione e purificazione dell'acido nucleico) e sulla successiva amplificazione e rilevazione mediante PCR. Il **cobas**® 4800 System è costituito dal **cobas**® x 480 instrument e dal **cobas**® z 480 analyzer. Il **cobas**® 4800 software si occupa della gestione automatica dei dati, assegnando i seguenti risultati dei test: "target not detected" (target non rilevato), "< LLoQ" (minore del limite inferiore di quantificazione), "> ULoQ" (maggiore del limite superiore di quantificazione) o "HCV RNA detected" (RNA di HCV rilevato), un valore compreso nell'intervallo lineare  $LLoQ \leq x \leq ULoQ$ . I risultati possono essere visualizzati direttamente sullo schermo del sistema, esportati o stampati in un report.

Gli acidi nucleici dei campioni dei pazienti, dei controlli esterni e delle molecole di Armored RNA QS vengono estratti simultaneamente. In sintesi, gli acidi nucleici virali vengono liberati con l'aggiunta della proteinasi e del reagente di lisi nel campione. Dopo il loro rilascio, gli acidi nucleici si legano alla superficie di silice delle biglie di vetro magnetiche aggiunte. Le sostanze che non formano legami e le impurità (ad esempio le proteine denaturate, i detriti cellulari e i potenziali inibitori della PCR) vengono rimosse con il tampone di lavaggio nei passaggi successivi, mentre gli acidi nucleici purificati vengono eluiti dalle biglie di vetro magnetiche con il tampone di eluizione a temperature elevate.

È possibile ottenere l'amplificazione selettiva degli acidi nucleici target estratti dal campione utilizzando dei primer forward e reverse virus-specifici, che vengono selezionati da regioni altamente conservate del genoma dell'HCV. È possibile ottenere l'amplificazione selettiva dello standard di quantificazione RNA QS utilizzando dei primer forward e reverse sequenza-specifici, selezionati in modo tale da non presentare nessuna omologia con il genoma dell'HCV. Una DNA polimerasi termostabile viene utilizzata sia per la trascrizione inversa che per l'amplificazione PCR. Le soluzioni Master Mix contengono trifosfato di deossiridina (dUTP) anziché trifosfato di deossitimidina (dTTP), che è incorporato nel DNA appena sintetizzato (amplicone).<sup>22-24</sup> Tutti gli eventuali ampliconi contaminanti prodotti da sessioni di PCR precedenti vengono inattivati come stampi PCR dall'enzima AmpErase, che è presente nel reagente Master Mix, prima del primo passaggio di denaturazione della PCR. L'enzima AmpErase catalizza la rimozione di uracile dal DNA, ma non agisce sull'RNA o sul DNA che si trova in natura, perché non contiene uracile. Gli ampliconi che si formano nei successivi cicli della PCR non vengono inattivati, in quanto l'enzima AmpErase è inattivo alle temperature di appaiamento e denaturazione della PCR.

La soluzione Master Mix **cobas**® HCV contiene due sonde di rilevazione specifiche per le sequenze target HCV e una sonda di rilevazione specifica per l'RNA QS. Le sonde sono marcate con fluorocromi reporter specifici per i target, in modo da consentire la rilevazione simultanea del target HCV e dell'RNA QS in due diversi canali di rilevazione.<sup>25,26</sup> Quando non è legato alla sequenza target, il segnale fluorescente delle sonde intatte viene soppresso da un fluorocromo quencher. Nella fase di amplificazione mediante PCR, l'ibridizzazione delle sonde con lo stampo specifico di DNA a filamento unico determina la scissione della sonda ad opera dell'attività nucleasica in direzione 5'→3' della DNA polimerasi, con la conseguente separazione dei fluorocromi reporter e quencher e la produzione di un segnale fluorescente. Ad ogni ciclo di PCR vengono generate quantità crescenti di sonde scisse e, in concomitanza, il segnale cumulativo del

fluorocromo reporter aumenta. È possibile ottenere la rilevazione real-time e la discriminazione dei prodotti della PCR misurando la fluorescenza dei fluorocromi reporter liberati, che rappresentano rispettivamente i target virali e l'RNA QS.

## Materiali e reagenti

### Reagenti

Tutti i reagenti e i controlli non ancora aperti devono essere conservati secondo le indicazioni contenute nella tabella Requisiti per la conservazione e la manipolazione dei reagenti.

| Kit                                          | Componenti e ingredienti dei reagenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Quantità per kit | Simbolo di sicurezza e avvertimento <sup>a</sup> |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| cobas® HCV<br>120 test<br>(P/N: 06979602190) | <b>MMX R1</b><br>(Reagente 1 Master Mix cobas®)<br>Acetato di manganese, idrossido di potassio,<br>< 0,1% sodio azide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 × 1,75 ml     | N/D                                              |
|                                              | <b>HCV MMX R2</b><br>(Reagente 2 Master Mix cobas® HCV)<br>Tampone tricina, acetato di potassio,<br>18% dimetil sulfoxide, glicerolo,<br>< 0,1% Tween 20, EDTA, < 0,12% dATP, dCTP,<br>dGTP, dUTP, < 0,01% primer HCV,<br>< 0,01% primer forward e reverse QS,<br>< 0,01% sonde oligonucleotidiche fluorescenti<br>specifiche per HCV e per QS,<br>< 0,01% aptamero oligonucleotidico,<br>< 0,01% DNA polimerasi Z05D (batterica),<br>< 0,01% enzima AmpErase (uracil-N-<br>glicosilasi) (batterico), < 0,1% sodio azide | 10 × 0,5 ml      | N/D                                              |
|                                              | <b>RNA QS</b><br>(Standard di quantificazione dell'RNA cobas®)<br>Tampone Tris, < 0,05% EDTA,<br>< 0,001% Costrutto di Armored RNA non<br>correlato ad HCV contenente regioni di<br>sequenze di legame specifiche per primer e<br>sonda (RNA non infettivo in batteriofago MS2),<br>< 0,1% sodio azide                                                                                                                                                                                                                   | 10 × 1,75 ml     | N/D                                              |

| Kit                                                                                                                       | Componenti e ingredienti dei reagenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantità per kit | Simbolo di sicurezza e avvertimento <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cobas® HBV/HCV/HIV-1 Control Kit</b><br>(Kit di controllo <b>cobas®</b> HBV/HCV/HIV-1)<br>10 set<br>(P/N: 06979572190) | <b>HBV/HCV/HIV-1 L(+ )C</b><br>(Controllo positivo basso <b>cobas®</b> HBV/HCV/HIV-1)<br>< 0,001% RNA sintetico (armored) di HIV-1 gruppo M incapsulato in proteina di rivestimento batteriofaga MS2, < 0,001% DNA sintetico (plasmide) di HBV incapsulato in proteina di rivestimento batteriofaga Lambda, < 0,001% RNA sintetico (armored) di HCV incapsulato in proteina di rivestimento batteriofaga MS2, plasma umano normale, non reattivo ai test brevettati per gli anticorpi anti-HIV 1/2, anti-HCV, anti-HBc e antigene HBsAg; RNA di HIV-1, RNA di HIV-2, RNA di HCV e DNA di HBV non rilevabili con i metodi PCR.<br>0,1% Conservante ProClin® 300 <sup>b</sup> | 10 × 0,75 ml     | <br><b>AVVERTIMENTO</b><br>H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.<br>P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.<br>P272 Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.<br>P280 Indossare guanti protettivi.<br>P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.<br>P362 + P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.<br>P501 Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.<br><br>55965-84-9 miscela di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one [N. CE 247-500-7] e 2-metil-3(2H)-isotiazolone [N. CE 220-239-6] (3:1) |
|                                                                                                                           | <b>HBV/HCV/HIV-1 H(+ )C</b><br>(Controllo positivo alto <b>cobas®</b> HBV/HCV/HIV-1)<br>< 0,001% RNA sintetico (armored) di HIV-1 gruppo M incapsulato in proteina di rivestimento batteriofaga MS2, < 0,001% DNA sintetico (plasmide) di HBV incapsulato in proteina di rivestimento batteriofaga Lambda, < 0,001% RNA sintetico (armored) di HCV incapsulato in proteina di rivestimento batteriofaga MS2, plasma umano normale, non reattivo ai test brevettati per gli anticorpi anti-HIV 1/2, anti-HCV, anti-HBc e antigene HBsAg; RNA di HIV-1, RNA di HIV-2, RNA di HCV e DNA di HBV non rilevabili con i metodi PCR.<br>0,1% Conservante ProClin® 300 <sup>b</sup>  | 10 × 0,75 ml     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                           | <b>(-) C</b><br>(Controllo negativo <b>cobas®</b> )<br>Plasma umano normale, non reattivo ai test brevettati per gli anticorpi anti-HIV-1/2, anti-HCV, anti-HBc e antigene HBsAg; RNA di HIV-1, RNA di HIV-2, RNA di HCV e DNA di HBV non rilevabili con i metodi PCR.<br>< 0,1% Conservante ProClin® 300 <sup>b</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 × 0,75 ml     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>a</sup> L'etichettatura per la sicurezza dei prodotti è conforme principalmente alle indicazioni GHS dell'Unione Europea.

<sup>b</sup> Sostanza pericolosa.

| Kit                                                                                                                                                            | Componenti e ingredienti dei reagenti                                                                                                              | Quantità per kit | Simbolo di sicurezza e avvertimento <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cobas® 4800 System</b><br>Sample Preparation Kit 2<br>(Kit di preparazione dei campioni 2 per <b>cobas® 4800 System</b> )<br>240 test<br>(P/N: 06979513190) | <b>MGP 2</b><br>(Reagente 2 <b>cobas® 4800 MGP</b> )<br>Biglie di vetro magnetiche, tampone Tris, 0,1% metil-4 idrossibenzoato, < 0,1% sodio azide | 10 × 8 ml        | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                | <b>EB 2</b><br>(Tampone di eluizione 2 <b>cobas® 4800</b> )<br>Tampone Tris, 0,2% metil-4 idrossibenzoato                                          | 10 × 17 ml       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>cobas® 4800 System</b><br>Sample Preparation Kit 2<br>(Kit di preparazione dei campioni 2 per <b>cobas® 4800 System</b> )<br>960 test<br>(P/N: 06979521190) | <b>MGP 2</b><br>(Reagente 2 <b>cobas® 4800 MGP</b> )<br>Biglie di vetro magnetiche, tampone Tris, 0,1% metil-4 idrossibenzoato, < 0,1% sodio azide | 10 × 16 ml       | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                | <b>EB 2</b><br>(Tampone di eluizione 2 <b>cobas® 4800</b> )<br>Tampone Tris, 0,2% metil-4 idrossibenzoato                                          | 10 × 17 ml       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>cobas® 4800 System</b><br>Wash Buffer Kit<br>(Kit del tampone di lavaggio per <b>cobas® 4800 System</b> )<br>240 test<br>(P/N: 05235863190)                 | <b>WB</b><br>Diidrato di citrato di sodio, 0,05% N-Metilisotiazolone-HCl <sup>b</sup>                                                              | 10 × 55 ml       |  <p><b>AVVERTIMENTO</b></p> <p>H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.</p> <p>P261: Evitare di respirare la nebbia o i vapori.</p> <p>P272: Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.</p> <p>P280: Indossare guanti protettivi.</p> <p>P333 + P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.</p> <p>P362 + P364: Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.</p> <p>P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto d'eliminazione dei rifiuti autorizzato.</p> <p>26172-54-3 2-metil-2H-isotiazol-3-one cloridrato</p> |

| Kit                                                                                                                                            | Componenti e ingredienti dei reagenti                                                    | Quantità per kit | Simbolo di sicurezza e avvertimento <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cobas® 4800 System</b><br>Wash Buffer Kit<br>(Kit del tampone di lavaggio per <b>cobas® 4800 System</b> )<br>960 test<br>(P/N: 05235871190) | <b>WB</b><br>Diidrato di citrato di sodio,<br>0,05% N-Metilisotiazolone-HCl <sup>b</sup> | 10 × 200 ml      | <br><b>AVVERTIMENTO</b><br>H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.<br>P261: Evitare di respirare la nebbia o i vapori.<br>P272: Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.<br>P280: Indossare guanti protettivi.<br>P333 + P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.<br>P362 + P364: Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.<br>P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto d'eliminazione dei rifiuti autorizzato.<br>26172-54-3 2-metil-2H-isotiazol-3-one cloridrato |
| <b>cobas® 4800 System</b><br>Specimen Diluent 2<br>(Kit del diluente 2 per <b>cobas® 4800 System</b> )<br>240 test<br>(P/N: 06979556190)       | <b>SD 2</b><br>Tampone Tris, 0,1% metil-4 idrossibenzoato,<br>< 0,1% sodio azide         | 10 × 8 ml        | N/D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Kit                                                                 | Componenti e ingredienti dei reagenti                                                                                                                                                                       | Quantità per kit | Simbolo di sicurezza e avvertimento <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cobas® 4800 System<br>Lysis Kit 2<br>240 test<br>(P/N: 06979530190) | <b>P 2</b><br>(Proteasi 2 cobas® 4800)<br>Tampone Tris, < 0,05% EDTA,<br>cloruro di calcio, acetato di calcio,<br>8% (p/v) proteinasi <sup>b</sup>                                                          | 10 × 1,0 ml      |  <p><b>PERICOLO</b></p> <p>H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.</p> <p>H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.</p> <p>P261: Evitare di respirare la nebbia o i vapori.</p> <p>P280: Indossare guanti protettivi.</p> <p>P284: Indossare un apparecchio di protezione respiratoria.</p> <p>P304 + P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.</p> <p>P333 + P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.</p> <p>P342 + P311: In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.</p> <p>39450-01-6 Proteinasi, <i>Tritirachium album</i> serina</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                     | <b>LYS 2</b><br>(Tampone di lisi 2 cobas® 4800)<br>43% (p/p) guanidina tiocianato <sup>b</sup> ,<br>5% (p/v) polidocanolo <sup>b</sup> ,<br>2% (p/v) ditiotreitolo <sup>b</sup> , citrato di sodio diidrato | 10 × 27 ml       |  <p><b>PERICOLO</b></p> <p>H302: Nocivo per ingestione.</p> <p>H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.</p> <p>H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</p> <p>EUH032: A contatto con acidi libera gas molto tossici.</p> <p>EUH071: Corrosivo per le vie respiratorie.</p> <p>P273: Non disperdere nell'ambiente.</p> <p>P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito.</p> <p>P303 + P361 + P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle.</p> <p>P304 + P340 + P310: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.</p> <p>P305 + P351 + P338 + P310: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.</p> <p>P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.</p> <p>593-84-0 Guanidina tiocianato</p> <p>9002-92-0 Polidocanolo</p> <p>3483-12-3 (R*,R*)-1,4-dimercapto-2,3-butandiolo</p> |

| Kit                                                                 | Componenti e ingredienti dei reagenti                                                                                                                                                                       | Quantità per kit | Simbolo di sicurezza e avvertimento <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cobas® 4800 System<br>Lysis Kit 2<br>960 test<br>(P/N: 06979548190) | <b>P 2</b><br>(Proteasi 2 cobas® 4800)<br>Tampone Tris, < 0,05% EDTA,<br>cloruro di calcio, acetato di calcio,<br>8% (p/v) proteinasi <sup>b</sup>                                                          | 10 × 1,0 ml      |  <p><b>PERICOLO</b><br/> H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.<br/> H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.<br/> P261: Evitare di respirare la nebbia o i vapori.<br/> P280: Indossare guanti protettivi.<br/> P284: Indossare un apparecchio di protezione respiratoria.<br/> P304 + P340: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.<br/> P333 + P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.<br/> P342 + P311: In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.<br/> 39450-01-6 Proteinasi, <i>Tritirachium album</i> serina</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                     | <b>LYS 2</b><br>(Tampone di lisi 2 cobas® 4800)<br>43% (p/p) guanidina tiocianato <sup>b</sup> ,<br>5% (p/v) polidocanolo <sup>b</sup> ,<br>2% (p/v) ditiotreitolo <sup>b</sup> , citrato di sodio diidrato | 10 × 84 ml       |  <p><b>PERICOLO</b><br/> H302: Nocivo per ingestione.<br/> H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.<br/> H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.<br/> EUH032: A contatto con acidi libera gas molto tossici.<br/> EUH071: Corrosivo per le vie respiratorie.<br/> P273: Non disperdere nell'ambiente.<br/> P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito.<br/> P303 + P361 + P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle.<br/> P304 + P340 + P310: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.<br/> P305 + P351 + P338 + P310: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.<br/> P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito.<br/> 593-84-0 Guanidina tiocianato<br/> 9002-92-0 Polidocanolo<br/> 3483-12-3 (R*,R*)-1,4-dimercapto-2,3-butandiolo</p> |

<sup>a</sup> L'etichettatura per la sicurezza dei prodotti è conforme principalmente alle indicazioni GHS dell'Unione Europea.<sup>b</sup> Sostanza pericolosa.

## Requisiti per la conservazione e la manipolazione dei reagenti

| Reagente                                           | Temperatura di conservazione | Tempo di conservazione                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>cobas®</b> HCV                                  | 2-8°C                        | Stabile fino alla data di scadenza indicata |
| <b>cobas®</b> HBV/HCV/HIV-1 Control Kit            | 2-8°C                        | Stabile fino alla data di scadenza indicata |
| <b>cobas®</b> 4800 System Sample Preparation Kit 2 | 2-8°C                        | Stabile fino alla data di scadenza indicata |
| <b>cobas®</b> 4800 System Wash Buffer Kit          | 15-25°C                      | Stabile fino alla data di scadenza indicata |
| <b>cobas®</b> 4800 System Specimen Diluent 2       | 2-8°C                        | Stabile fino alla data di scadenza indicata |
| <b>cobas®</b> 4800 System Lysis Kit 2              | 2-8°C                        | Stabile fino alla data di scadenza indicata |

Non congelare i reagenti.

## Materiali aggiuntivi necessari

| Materiali                                                             | P/N                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Piastra di preparazione (DWP) da 2,0 ml per <b>cobas®</b> 4800 System | 06884008001                                                              |
| Micropiastra (MWP) da 0,3 ml per <b>cobas®</b> 4800 System            | 05232724001                                                              |
| Applicatore per pellicola adesiva                                     | 04900383001                                                              |
| Puntali CORE da 1000 µl, rack da 96                                   | 04639642001                                                              |
| Vaschetta per reagenti da 200 ml                                      | 05232759001                                                              |
| Vaschetta per reagenti da 50 ml                                       | 05232732001                                                              |
| Rack da 24 posizioni                                                  | 04639502001                                                              |
| Rack da 32 posizioni                                                  | 04639529001                                                              |
| Sacchetto per rifiuti solidi                                          | 05530873001 (piccolo) o 04691989001 (grande)                             |
| Manica di smaltimento in plastica Hamilton STAR                       | 04639669001                                                              |
| Guanti da laboratorio, senza talco                                    | È ammesso l'uso di guanti da laboratorio senza talco di qualsiasi marca. |
| Miscelatore vortex (monoprovetta)                                     | È ammesso l'uso di un miscelatore vortex di qualsiasi marca.             |
| Centrifuga dotata di cestello basculante con RCF minimo di 1500       | È ammesso l'uso di una centrifuga di qualsiasi marca.                    |

Per maggiori informazioni sui prodotti venduti separatamente, rivolgersi al rappresentante Roche locale.

## Strumentazione e software necessari ma non forniti

| Strumentazione e software necessari, non forniti                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>cobas® 4800 System</b><br><b>cobas® x 480 instrument</b><br><b>cobas® z 480 analyzer</b><br>Unità di controllo |
| <b>cobas® 4800 System Application Software (Core) versione 2.2.0 o successiva</b>                                 |
| <b>cobas® 4800 System cobas® HCV AP v1.1.0 o successiva</b>                                                       |

Nota: contattare il rappresentante Roche locale per richiedere un listino dettagliato dei rack per campioni, dei rack portapuntali, dei rack per reagenti e dei rack per piastre compatibili con gli strumenti.

## Provette campione supportate

Il test può essere eseguito con le provette primarie e i tubi secondari comunemente utilizzati.

Sono supportate le seguenti provette campione:

### Provette primarie

| Diametro nominale (mm) | Volume iniziale del campione – sangue intero trattato (centrifugato) |                                       | Additivo provetta |         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|
|                        | Volume di analisi del campione 400 µl                                | Volume di analisi del campione 200 µl | Plasma EDTA       | Siero   |
| 11-14                  | 1800 µl o più                                                        | 1000 µl o più                         | Con o senza gel   | Con gel |
| 14,5-16                | Oltre 4000 µl                                                        | Oltre 4000 µl                         | Con o senza gel   | Con gel |

Per ordinare provette specifiche e ricevere informazioni sul volume iniziale minimo del campione per particolari tipi di provette primarie, contattare il rappresentante Roche locale.

### Tubi secondari

| Diametro nominale (mm) | Volume iniziale del campione                                                                      |                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Volume di analisi del campione 400 µl                                                             | Volume di analisi del campione 200 µl                                                           |
| 11-16                  | 1000 µl o più (tubi secondari specifici richiedono un volume iniziale minimo inferiore a 1000 µl) | 750 µl o più (tubi secondari specifici richiedono un volume iniziale minimo inferiore a 750 µl) |

Per ordinare provette specifiche e ricevere informazioni sul volume iniziale minimo del campione per particolari tipi di tubi secondari, contattare il rappresentante Roche locale.

# Precauzioni e requisiti per l'uso

## Avvertimenti e precauzioni

Come richiesto per qualsiasi procedura di analisi, per lo svolgimento di questo test è necessario attenersi alle buone pratiche di laboratorio. Data l'elevata sensibilità analitica di questo test, prestare attenzione affinché i reagenti, i campioni e le miscele di amplificazione siano esenti da contaminazioni.

- Solo per uso diagnostico *in vitro*.
- Il test **cobas®** HCV non è stato valutato per l'uso come test di screening per la presenza di HCV in sangue ed emoderivati.
- Tutti i campioni dei pazienti devono essere manipolati come materiale a rischio biologico, seguendo le buone procedure di laboratorio descritte in Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories e nel documento M29-A4 del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).<sup>27,28</sup> Questa procedura deve essere eseguita esclusivamente da personale con esperienza nella manipolazione di materiale a rischio biologico e nell'uso del test **cobas®** HCV e del **cobas®** 4800 System.
- Tutti i materiali di origine umana devono essere considerati a rischio biologico e quindi manipolati adottando precauzioni universalmente valide.
- Il kit di controllo **cobas®** HBV/HCV/HIV-1 contiene plasma derivato da sangue umano. Il materiale di provenienza è stato analizzato con un test degli anticorpi brevettato ed è risultato non reattivo per gli anticorpi anti-HCV, anti-HIV-1/2, HBsAg e anti-HBc. I test con i metodi PCR non hanno rilevato la presenza di RNA di HIV-1, RNA di HIV-2, RNA di HCV e DNA di HBV. Allo stato attuale, tuttavia, nessun metodo di analisi garantisce con assoluta certezza che i prodotti derivati da sangue umano non trasmettano agenti infettivi.
- Impedire che il reagente MGP sia esposto a fonti di campi magnetici.
- **Non congelare il sangue intero o i campioni conservati in tubi primari.**
- Per garantire prestazioni ottimali del test, utilizzare soltanto i consumabili forniti o consigliati.
- Le schede di sicurezza (Safety Data Sheets, SDS) possono essere richieste al rappresentante Roche locale.
- Per un corretto svolgimento del test, attenersi scrupolosamente alle procedure e alle linee guida approvate. Qualunque deviazione dalle procedure e dalle linee guida approvate potrebbe compromettere le prestazioni del test.
- Potrebbero essere generati risultati falsi positivi senza un'adeguata prevenzione dell'effetto carryover durante la manipolazione e la preparazione dei campioni.
- Per ulteriori avvertimenti, precauzioni e procedure volte a ridurre il rischio di contaminazione per il **cobas®** x 480 instrument o il **cobas®** z 480 analyzer, consultare l'Assistenza Utente del **cobas®** 4800 System. In caso di sospetta contaminazione, eseguire la pulizia e la manutenzione settimanale seguendo le istruzioni contenute nell'Assistenza Utente del **cobas®** 4800 System.

**Nota:** per istruzioni specifiche, vedere la sezione "*Prelievo, trasporto e conservazione dei campioni*".

## Buone pratiche di laboratorio

- Non pipettare con la bocca.
- Non mangiare, bere o fumare nelle aree di lavoro del laboratorio.
- Lavare accuratamente le mani dopo avere manipolato i campioni e i reagenti dei kit e dopo avere rimosso i guanti da laboratorio.
- Indossare protezioni per gli occhi, camici e guanti da laboratorio durante la manipolazione dei reagenti. Evitare il contatto di questi materiali con la pelle, gli occhi o le membrane mucose. In caso di contatto, lavare immediatamente con abbondante acqua. Intervenire tempestivamente per prevenire possibili ustioni. In caso di fuoriuscita del reagente, diluire il liquido con acqua prima di asciugare.
- Pulire e disinfettare accuratamente tutte le superfici di lavoro del laboratorio con una soluzione fresca a base di ipoclorito di sodio allo 0,5% e acqua deionizzata o distillata (candeggina per uso domestico diluita 1:10). Successivamente pulire la superficie con etanolo al 70%.
- Nel laboratorio mantenere una temperatura coerente con le specifiche operative del sistema, descritte nell'Assistenza Utente del **cobas® 4800 System**.

## Manipolazione dei reagenti

- Manipolare tutti i reagenti, i controlli e i campioni seguendo le buone pratiche di laboratorio, al fine di prevenire il carryover dei campioni e dei controlli.
- Prima dell'uso, ispezionare visivamente ogni flacone e fiala di reagente per escludere eventuali perdite. In caso di perdite accertate, non utilizzare il materiale per il test.
- Il tampone di lisi 2 per **cobas® 4800** contiene guanidina tiocianato, una sostanza chimica potenzialmente pericolosa. Evitare che i reagenti entrino in contatto con la pelle, gli occhi o le mucose. In caso di contatto, lavare immediatamente con abbondante acqua per prevenire possibili ustioni.
- Il test **cobas® HCV**, il kit di preparazione dei campioni 2 **cobas® 4800 System** e il kit di diluente 2 per campioni **cobas® 4800 System** contengono sodio azide come conservante. Evitare che i reagenti entrino in contatto con la pelle, gli occhi o le mucose. In caso di contatto, lavare immediatamente con abbondante acqua per prevenire possibili ustioni. In caso di fuoriuscita dei reagenti, diluire il liquido con acqua prima di asciugare.
- Evitare che il tampone di lisi 2 **cobas® 4800**, contenente guanidina tiocianato, entri in contatto con la soluzione di ipoclorito di sodio (candeggina). L'eventuale miscela potrebbe produrre gas altamente tossici.

## Contaminazione

- Per evitare contaminazioni è necessario indossare i guanti da laboratorio e sostituirli tra la manipolazione dei campioni e dei reagenti **cobas® HCV**. Evitare di contaminare i guanti durante la manipolazione dei campioni e dei controlli. Indossare protezioni per gli occhi, camici e guanti da laboratorio durante la manipolazione dei campioni e dei reagenti del kit.
- Evitare la contaminazione dei reagenti con batteri e ribonucleasi.
- Potrebbero essere generati risultati falsi positivi senza un'adeguata prevenzione del carryover durante la manipolazione dei campioni.

## Integrità

- Non utilizzare i kit dopo le date di scadenza.
- Non combinare i reagenti.
- Non utilizzare i consumabili dopo la data di scadenza.
- Tutti i consumabili sono monouso. Non riutilizzare.
- La manutenzione di tutte le apparecchiature deve essere conforme alle istruzioni fornite dal produttore.

## Smaltimento

- Il test **cobas® HCV**, il kit di preparazione dei campioni 2 **cobas® 4800** e il kit del diluente 2 **cobas® 4800** contengono sodio azide (vedere “**Avvertimenti e precauzioni**”). La sodio azide può reagire con le tubature di piombo e rame formando azidi metallici altamente esplosivi. Quando le soluzioni contenenti sodio azide vengono smaltite nei lavelli del laboratorio, è necessario sciacquare gli scarichi con abbondante acqua fredda per impedire l'accumulo di azidi.
- Smaltire i reagenti inutilizzati e i materiali di scarto nel rispetto delle leggi vigenti.

**Nota:** *per lo smaltimento dei rifiuti liquidi, consultare l'Assistenza Utente del **cobas® 4800 System**.*

## Fuoriuscite e pulizia

- Il tampone di lisi 2 **cobas® 4800** contiene guanidina tiocianato. In caso di fuoriuscita di liquido contenente guanidina tiocianato, pulire con acqua e un detergente da laboratorio idoneo. Se il liquido fuoriuscito contiene agenti potenzialmente infettivi, pulire la superficie interessata PRIMA con acqua e un detergente da laboratorio e poi con ipoclorito di sodio allo 0,5%.
- In caso di fuoriuscita di liquido sul **cobas® x 480 instrument**, pulire attenendosi alle istruzioni contenute nell'Assistenza Utente del **cobas® 4800 System**.
- Per pulire il **cobas® x 480 instrument** o il **cobas® z 480 analyzer**, non utilizzare la soluzione di ipoclorito di sodio (candeggina). Pulire il **cobas® x 480 instrument** o il **cobas® z 480 analyzer** attenendosi alle procedure descritte nell'Assistenza Utente del **cobas® 4800 System**.

## Prelievo, trasporto e conservazione dei campioni

**Nota:** *manipolare tutti i campioni come se fossero in grado di trasmettere agenti infettivi.*

Conservare tutti i campioni alle temperature indicate.

La stabilità dei campioni risente delle temperature elevate.

Se si utilizzano campioni congelati in tubi secondari, mantenere i campioni a temperatura ambiente (15-30°C) finché non si saranno scongelati completamente, quindi miscelare brevemente (ad esempio, in vortex per 3-5 secondi) e centrifugare in modo da raccogliere tutto il volume del campione sul fondo della provetta.

### Prelievo dei campioni

Raccogliere il sangue nelle provette SST™ per la separazione del siero, o nelle provette BD Vacutainer® PPT™ per la preparazione del plasma per i metodi di analisi di diagnostica molecolare, o in provette sterili con EDTA come anticoagulante.

**Nota:** *l'utente è tenuto a seguire le istruzioni fornite dal produttore delle provette per la preparazione del siero/plasma.*

### Trasporto, conservazione e stabilità dei campioni

- Il sangue intero raccolto nelle provette SST™ per la separazione del siero, o nelle provette BD Vacutainer® PPT™ per la preparazione del plasma per i metodi di analisi di diagnostica molecolare o nelle provette sterili con EDTA come anticoagulante può essere conservato e/o trasportato per non più di 24 ore tra 2°C e 25°C prima della preparazione del plasma/siero e dei successivi test.
- I campioni di plasma/siero possono essere conservati in tubi secondari per non più di 24 ore tra 2°C e 25°C, per non più di 72 ore a 2-8°C o per massimo 6 settimane a  $\leq -18^{\circ}\text{C}$ . I campioni di plasma/siero separati in tubi secondari sono stabili per massimo tre cicli di congelamento/scongelamento se congelati a  $\leq -18^{\circ}\text{C}$ .
- Per un'eventuale spedizione, imballare ed etichettare i campioni come previsto dai regolamenti nazionali e/o internazionali per il trasporto di campioni e agenti eziologici.

# Istruzioni per l'uso

## Esecuzione del test

### Volume di analisi del campione

Il volume di analisi del campione predefinito per il test **cobas® HCV** è 400 µl. Per campioni con volume basso, è possibile selezionare 200 µl. Soltanto in questo caso sarà necessario caricare sul sistema un reagente aggiuntivo: il diluente 2 per **cobas® 4800 System**. Nella procedura guidata del software, l'utente verrà invitato ad aggiungere il reagente se ha selezionato il tipo di campione "Diluted serum or plasma" durante la creazione del work order.

**Figura 1.** Flusso di lavoro **cobas® HCV**

|    |                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Avviare il sistema                                                                   |
| 2  | Eseguire la manutenzione dello strumento                                             |
| 3  | Prendere i campioni e i reagenti dal luogo in cui sono conservati                    |
| 4  | Avviare la seduta                                                                    |
| 5  | Eseguire la scansione delle schede dei parametri                                     |
| 6  | Caricare i campioni                                                                  |
| 7  | Con sistema LIS: confermare il work order<br>Senza sistema LIS: creare il work order |
| 8  | Caricare i consumabili (piastra di preparazione, micropiastra, rack portapuntali)    |
| 9  | Caricare i reagenti                                                                  |
| 10 | Avviare la seduta per la preparazione dei campioni                                   |
| 11 | Scaricare e coprire la micropiastra                                                  |
| 12 | Caricare la micropiastra sull'analizzatore                                           |
| 13 | Rimuovere i campioni, i reagenti usati e la piastra di preparazione                  |
| 14 | Rivedere i risultati                                                                 |
| 15 | Con sistema LIS: inviare i risultati al sistema LIS                                  |
| 16 | Scaricare tutto il materiale dall'analizzatore                                       |

**Nota:** per istruzioni operative dettagliate, consultare l'Assistenza Utente del **cobas® 4800 System**.

## Dimensioni della seduta

I reagenti generici per la preparazione dei campioni (**cobas**® 4800 System Sample Preparation Kit 2, **cobas**® 4800 System Lysis Kit 2 e **cobas**® 4800 System Wash Buffer Kit) sono disponibili in due formati, ognuno sufficiente per 10 sedute da 24 o da 96 campioni, compresi i controlli e i campioni dei pazienti da analizzare. Per il test **cobas**® HCV è disponibile un kit di un unico formato, che consente di analizzare massimo 120 campioni (10×12), inclusi i controlli e i campioni dei pazienti. Il kit di controllo **cobas**® HBV/HCV/HIV-1 è disponibile in un unico formato adatto a tutte le configurazioni delle sedute. Per ogni batch di test è necessario includere un controllo positivo basso HBV/HCV/HIV-1, un controllo positivo alto HBV/HCV/HIV-1 e un controllo negativo. Per una seduta analitica singola è possibile includere al massimo 93 campioni e 3 controlli.

Nella Figura 1 è illustrata una sintesi della procedura.

**Nota:** *per un uso ottimale dei reagenti, è possibile utilizzare i reagenti generici per la preparazione dei campioni in una seduta contenente in totale da 1 a 21 campioni (formato del kit 10×24) o da 1 a 93 campioni (formato del kit 10×96). Non è tuttavia possibile mescolare formati diversi del kit del tampone di lavaggio per cobas® 4800 System, del kit 2 di preparazione dei campioni per cobas® 4800 System e del kit di lisi 2 per cobas® 4800 System. Ad esempio, se all'inizio della seduta viene letto il barcode di un flacone di reagente WB da 96 test, anche gli altri kit di preparazione dei campioni dovranno essere nel formato da 96 test.*

## Flusso di lavoro

Il test **cobas**® HCV segue il flusso di lavoro completo configurato nel **cobas**® 4800 software. Dopo la preparazione dei campioni sul **cobas**® x 480 instrument, è prevista la fase di amplificazione/rilevazione sul **cobas**® z 480 analyzer. Il test **cobas**® HCV può essere eseguito da solo o in modalità batch misto, ovvero insieme ad altri test che abbiano in comune la stessa procedura automatizzata di estrazione dei campioni e lo stesso profilo PCR per l'amplificazione e la rilevazione. Nella fase di selezione dei test, il software segnalerà quali altri test sono compatibili con **cobas**® HCV per la modalità batch misto. Per maggiori dettagli, consultare l'Assistenza Utente del **cobas**® 4800 System.

1. Avviare il sistema seguendo le istruzioni contenute nell'Assistenza Utente del **cobas**® 4800 System.
2. Eseguire gli interventi di manutenzione seguendo le istruzioni contenute nell'Assistenza Utente del **cobas**® 4800 System.
3. Reperire tutti i reagenti e i consumabili necessari. Tutti i reagenti, ad eccezione di HCV MMX R2 e MMX R1, devono raggiungere la temperatura ambiente prima di essere caricati sul **cobas**® x 480 instrument. I reagenti HCV MMX R2 e MMX R1 possono essere prelevati direttamente dal luogo in cui sono conservati a 2-8°C, in quanto avranno il tempo di raggiungere la temperatura ambiente sul **cobas**® x 480 instrument prima del loro utilizzo durante la seduta.

**Nota:** *tutti i reagenti e tutte le vaschette per reagenti sono monouso e sono provvisti di barcode. Il cobas® 4800 software tiene traccia dell'uso dei reagenti e delle vaschette e rifiuta i reagenti e le vaschette già utilizzati.*

4. Avviare una nuova seduta e selezionare il tipo di flusso di lavoro HCV. Per eseguire una seduta in batch misto, oltre ad HCV selezionare altri flussi di lavoro compatibili (ad esempio, HIV-1, CMV o HCV GT).
5. Seguire la procedura guidata e scansionare il barcode sulle schede dei parametri per gli intervalli di controllo e i coefficienti di calibrazione.

**Nota:** *scansionare le schede dei parametri dei reagenti non scaduti. Il software non verifica la data di scadenza dei reagenti nelle schede dei parametri. Controllare la data di scadenza stampata sulla scheda dei parametri o sui kit dei reagenti prima di scansionare l'ID barcode corrispondente.*

6. Caricare i campioni. È possibile caricare i tubi primari o secondari; il volume minimo dei campioni dipenderà dal tipo e dalle dimensioni delle provette. Per maggiori dettagli, consultare la sezione "Tipi di provette campione supportate".

7. Creare il work order. Per creare il work order, è possibile procedere in tre modi:

- Utilizzando il Sample Editor prima di caricare il rack per campioni sul **cobas**® x 480 instrument (pulsante “Editor” sulla destra del menu principale). È possibile salvare, modificare e ricaricare i work order secondo necessità. Al momento di selezionare i risultati richiesti, scegliere “HCV”.
- Avviare la procedura guidata per creare una nuova seduta e caricare i campioni sul **cobas**® x 480 instrument al momento opportuno. I barcode dei campioni saranno letti automaticamente, mentre i risultati richiesti per ogni campione devono essere definiti. Al momento di selezionare i risultati richiesti, scegliere “HCV”.
- Utilizzare il sistema LIS della propria organizzazione.

Per maggiori dettagli, consultare l'Assistenza Utente del **cobas**® 4800 System. Caricare i campioni e definire/selezionare il work order oppure utilizzare il sistema LIS.

8. Caricare i consumabili seguendo le istruzioni visualizzate dalla procedura guidata. Non aggiungere o rimuovere singoli puntali da un rack portapuntali parzialmente utilizzato, poiché il software tiene il conto dei puntali rimanenti. Se i puntali disponibili non sono sufficienti per la seduta, viene generato un allarme.

9. Caricare i reagenti.

Caricare i reagenti per la preparazione dei campioni nelle apposite vaschette provviste di barcode. Le vaschette per reagenti sono disponibili in due formati: 200 ml e 50 ml. Seguire la procedura guidata per selezionare la vaschetta per reagenti del formato corretto. Il barcode delle vaschette per reagenti deve essere rivolto verso il lato destro del rack. Caricare i reagenti necessari per la preparazione dei campioni seguendo il metodo “scan-scan-pour-place”:

- “Scan”: scansionare il barcode dei flaconi dei reagenti.
- “Scan”: scansionare il barcode delle vaschette per reagenti.
- “Pour”: versare il reagente nella vaschetta.
- “Place”: collocare la vaschetta piena di reagente nella posizione prevista sul rack per reagenti.

**Nota:** *l'orologio interno del cobas® 4800 System calcola il tempo di permanenza dei reagenti sullo strumento. Dopo aver scansionato i barcode dei reagenti LYS 2 o WB, si ha 1 ora di tempo per completare il caricamento e fare clic sul pulsante “Start”. Nella scheda “Workplace” viene visualizzato un cronometro del tempo residuo. Il sistema non permetterà alla seduta di iniziare se il tempo è scaduto.*

**Nota:** *per garantire un trasferimento accurato delle biglie magnetiche (magnetic glass particles, MGP), agitare con vigore il flacone MGP immediatamente prima di versarlo nella vaschetta per reagenti.*

10. Caricare le fiale dei reagenti di amplificazione/rilevazione (HCV MMX R2, MMX R1 e RNA QS), le fiale dei controlli [HBV/HCV/HIV-1 L(+)C, HBV/HCV/HIV-1 H(+)C e (–) C] e le fiale dei reagenti generici (P2 e SD2 sono obbligatori) direttamente sul rack per reagenti.

**Nota:** *per prevenire interruzioni delle sedute e contaminazioni indesiderate, è necessario scuotere verso il basso le fiale dei reagenti per evitare la formazione di bolle d'aria/pellicole liquide. Durante l'apertura dei controlli, iniziare da quello più vicino all'operatore (dalla posizione 24 alla 1). Sostituire i guanti da laboratorio dopo avere manipolato i controlli positivi.*

11. Avviare la seduta per la preparazione dei campioni. Se la seduta di preparazione dei campioni termina correttamente, vengono visualizzati i pulsanti “Sample Preparation results” e “Unload”. Se lo si desidera, è possibile selezionare il pulsante “Sample Preparation results” per rivedere i risultati e quindi selezionare “Unload” per scaricare i rack per piastre. In alternativa è possibile selezionare “Unload” per scaricare il rack per piastre senza rivedere i risultati. Consultare l'Assistenza Utente del **cobas**® 4800 System.

12. Dopo avere scaricato la micropiastra, seguire le istruzioni contenute nell'Assistenza Utente del **cobas**® 4800 System per sigillare e trasferire la piastra sul **cobas**® z 480 analyzer.

13. Caricare la micropiastra sull'analizzatore e avviare la seduta di amplificazione e rilevazione seguendo le istruzioni contenute nell'Assistenza Utente del **cobas® 4800 System**.

**Nota:** *l'orologio interno del cobas® 4800 System calcola il tempo trascorso da quando i campioni preparati sono stati aggiunti alla soluzione Master Mix attivata. L'amplificazione e la rilevazione devono iniziare il prima possibile e comunque entro e non oltre 40 minuti dalla fine della seduta sul cobas® x 480 instrument. Nella scheda "Workplace" viene visualizzato un cronometro del tempo residuo. Il sistema annulla la seduta allo scadere del tempo.*

14. Rimuovere i campioni, i reagenti usati e la piastra di preparazione seguendo le istruzioni contenute nell'Assistenza Utente del **cobas® 4800 System**.
15. Al termine della seduta di amplificazione e rilevazione, seguire le istruzioni contenute nell'Assistenza Utente del **cobas® 4800 System** per rivedere e accettare i risultati.
16. Se è disponibile un sistema LIS, inviare i risultati al LIS.
17. Seguire le istruzioni contenute nell'Assistenza Utente del **cobas® 4800 System** per scaricare la micropiastra dal **cobas® z 480 analyzer**.

## Risultati

Il **cobas® 4800 System** rileva automaticamente la concentrazione dell'RNA di HCV per i campioni e i controlli. La concentrazione di RNA di HCV si esprime in unità internazionali per millilitro (UI/ml).

### Controllo di qualità e validità dei risultati

- In ogni batch vengono inclusi un controllo negativo (-) C e due controlli positivi, un controllo positivo basso HBV/HCV/HIV-1 L(+)C e un controllo positivo alto HBV/HCV/HIV-1 H(+)C.
- Nel **cobas® 4800 software** e/o nel report verificare se il batch è valido.
- Il **cobas® 4800 software** considera automaticamente non validi i risultati in caso di fallimento del controllo negativo e dei controlli positivi.

## Interpretazione dei risultati dei controlli

**Tabella 1.** Interpretazione dei risultati dei controlli positivi e negativi

| Controllo negativo  | Risultato           | Interpretazione                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (-) C               | Target Not Detected | Il controllo è valido. RNA di HCV non rilevato.                                                                                          |
|                     | Invalid             | Un risultato non valido, oppure il risultato del titolo calcolato per il controllo negativo non è negativo.                              |
| Controllo positivo  | Risultato           | Interpretazione                                                                                                                          |
| HBV/HCV/HIV-1 L(+)C | Titer               | Il controllo è valido. Il titolo calcolato rientra nell'intervallo di controllo.                                                         |
|                     | Invalid             | Un risultato non valido, oppure il risultato del titolo calcolato per il controllo positivo basso non rientra nell'intervallo assegnato. |
| HBV/HCV/HIV-1 H(+)C | Titer               | Il controllo è valido. Il titolo calcolato rientra nell'intervallo di controllo.                                                         |
|                     | Invalid             | Un risultato non valido, oppure il risultato del titolo calcolato per il controllo positivo alto non rientra nell'intervallo assegnato.  |

## Interpretazione dei risultati

**Nota:** la validità di tutti i test e i batch è verificata dal cobas® 4800 software.

**Nota:** un batch valido può includere risultati dei campioni sia validi che non validi.

Se una seduta è valida, vedere l'interpretazione dei risultati dei campioni nella Tabella 2.

**Tabella 2.** Interpretazione dei risultati

| cobas® HCV               | Report e interpretazione dei risultati                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Target Not Detected      | RNA di HCV non rilevato.<br>Segnalare i risultati nel report come "HCV non rilevato".                                                                                                                                                                     |
| < Titer Min              | Il titolo calcolato è al di sotto del limite inferiore di quantificazione (LLOQ) del saggio.<br>Segnalare i risultati nel report come "HCV rilevato, minore di (Titer Min)"<br>Titer min = 1,50E+01 UI/ml (400 µl)<br>Titer min = 2,50E+01 UI/ml (200 µl) |
| Titolo                   | Il titolo calcolato rientra nell'intervallo lineare del saggio: maggiore o uguale al valore "Titer Min" e minore o uguale al valore "Titer Max".<br>Segnalare i risultati come "(Titolo) di HCV rilevato".                                                |
| > Titer Max <sup>a</sup> | Il titolo calcolato è al di sopra del limite superiore di quantificazione (ULOQ) del saggio.<br>Segnalare i risultati nel report come "HCV rilevato, maggiore di (Titer Max)"<br>Titer max = 1,00E+08 UI/ml (400 µl e 200 µl)                             |

<sup>a</sup> Se il risultato del campione è "> Titer Max", si riferisce ai campioni HCV-positivi con titoli al di sopra del limite di quantificazione superiore (ULOQ). Se si desidera ottenere un risultato quantitativo, diluire il campione originale in siero o plasma EDTA HCV-negativo (a seconda del tipo di campione di partenza) quindi ripetere il test. Moltiplicare il risultato ottenuto per il fattore di diluizione.

## Elenco dei flag dei risultati

Nella tabella seguente sono riassunti tutti gli avvisi (flag) che hanno rilevanza ai fini dell'interpretazione dei risultati.

**Tabella 3.** Elenco dei flag

| Codice flag | Descrizione                                                         | Azione consigliata                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R4800       | Il target non è valido per un errore di calcolo.                    | Il target non è valido per un errore di calcolo.<br>1. Eseguire la rerun del campione.<br>2. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica Roche.                                                                                                                                                                   |
| R4801       | Lo standard di quantificazione non è valido.                        | Lo standard di quantificazione non è valido per un campione.<br>1. Eseguire la rerun del campione.<br>2. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica Roche.                                                                                                                                                       |
| R4802       | Un controllo esterno non è valido.                                  | Un controllo esterno non è valido. <sup>a</sup><br>1. Ripetere l'intera seduta utilizzando reagenti nuovi.<br>2. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica Roche.                                                                                                                                               |
| R4803       | Lo standard di quantificazione non è valido.                        | Lo standard di quantificazione non è valido per un controllo esterno.<br>1. Ripetere l'intera seduta utilizzando reagenti nuovi.<br>2. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica Roche.                                                                                                                         |
| R4804       | Il controllo esterno non rientra nell'intervallo.                   | Il controllo esterno non rientra nell'intervallo. <sup>b</sup><br>1. Ripetere l'intera seduta utilizzando reagenti nuovi.<br>2. Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica Roche.                                                                                                                                |
| X3          | Errore: rilevato coagulo. Il campione non è stato analizzato.       | Verificare che i campioni siano stati manipolati conformemente alla descrizione del flusso di lavoro.<br>1. Verificare se il campione contiene coaguli.<br>2. Eseguire la rerun del campione.                                                                                                                                  |
| X4          | Errore: errore di pipettamento. Il campione non è stato analizzato. | La causa più probabile è che il volume del campione è insufficiente oppure si è verificato un errore meccanico durante il pipettamento.<br>1. Verificare che il volume del campione sia sufficiente.<br>2. Verificare che la piastra di espulsione puntali sia nella posizione corretta.<br>3. Eseguire la rerun del campione. |

<sup>a</sup> Questo è un flag di esempio e viene generato quando un controllo esterno incluso nella seduta non è valido.

<sup>b</sup> Questo flag include tutte le situazioni in cui il controllo esterno non è valido (identificazione del target o titolo)

**Nota:** *per conoscere tutti i flag di sistema, consultare l'Assistenza Utente del cobas® 4800 System.*

## Limiti della procedura

1. Il test **cobas**® HCV è stato valutato soltanto in associazione con il kit di controllo **cobas**® HBV/HCV/HIV-1, il kit di preparazione dei campioni 2 per **cobas**® 4800 System, il kit di lisi 2 per **cobas**® 4800 System, il kit del tampone di lavaggio per **cobas**® 4800 System e il diluente per campioni 2 per **cobas**® 4800 System.
2. L'affidabilità dei risultati dipende dall'adeguatezza delle procedure di raccolta, trasporto, conservazione e trattamento dei campioni. Rispettare tutte le procedure descritte nel presente documento di istruzioni per l'uso (definito anche foglio illustrativo) e nell'Assistenza Utente del **cobas**® 4800 System.
3. Questo test è stato approvato esclusivamente per l'uso con campioni di siero e plasma EDTA. L'uso del test con altri tipi di campioni può generare risultati non accurati.
4. La quantificazione dell'RNA di HCV dipende dal numero di particelle virali presenti nei campioni e può essere influenzata dal metodo di prelievo del campione, da fattori legati al paziente (ad esempio, età e presenza di sintomi) e/o dallo stadio dell'infezione.
5. Anche se rare, le mutazioni nelle regioni altamente conservate di un genoma virale coperte dal test **cobas**® HCV possono alterare i legami dei primer e/o delle sonde e causare una quantificazione per difetto del virus o impedire l'identificazione del virus.
6. Il valore predittivo di un saggio dipende dalla prevalenza della patologia in una determinata popolazione.
7. L'aggiunta dell'enzima AmpErase alla soluzione Master Mix del test **cobas**® HCV consente l'amplificazione selettiva dell'acido nucleico target, tuttavia per evitare la contaminazione dei reagenti e delle miscele di amplificazione è necessario attenersi scrupolosamente alle buone pratiche di laboratorio e alle procedure descritte nel presente foglio illustrativo.
8. L'uso di questo prodotto deve essere consentito esclusivamente a personale adeguatamente addestrato nelle tecniche PCR e nell'uso del **cobas**® 4800 System.
9. Soltanto il **cobas**® x 480 instrument e il **cobas**® z 480 analyzer sono stati approvati per l'uso con questo prodotto. Non è possibile utilizzare altri strumenti per la preparazione dei campioni o altri sistemi PCR con questo prodotto.
10. A causa delle differenze intrinseche tra le tecnologie, è consigliabile che gli utenti, prima di passare da una tecnologia a un'altra, svolgano studi sulla correlazione tra i metodi nei propri laboratori allo scopo di qualificare tali differenze. Si consiglia agli utenti di elaborare norme/procedure specifiche.
11. La contaminazione crociata può essere la causa di risultati falsi positivi. Il tasso di contaminazione crociata da campione a campione per il test **cobas**® HCV è stato determinato in uno studio non clinico ed è risultato essere dello 0,0%. È stata studiata anche la contaminazione crociata da seduta a seduta.
12. Il test **cobas**® HCV non è destinato all'uso per lo screening per la presenza di HCV nel sangue e negli emoderivati.

# Valutazione delle prestazioni non cliniche

## Caratteristiche delle prestazioni

### Limite di sensibilità (LoD)

#### Standard Internazionale OMS

Per determinare il limite di sensibilità del test **cobas® HCV** è stato utilizzato lo Standard Internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'RNA di HCV destinato ai test basati sulla tecnologia di amplificazione dell'acido nucleico (4° Standard Internazionale OMS), genotipo 1a, ottenuto dal NIBSC. Lo standard è stato diluito in serie in plasma EDTA o in siero HCV-negativo, per volumi di analisi del campione di 400 µl e 200 µl. I pannelli, costituiti da sei livelli di concentrazione più un campione negativo, sono stati analizzati utilizzando tre lotti di reagenti **cobas® HCV** in più sedute, in più giorni e con più operatori e strumenti.

I risultati relativi ai campioni di siero e plasma EDTA nei due volumi preparati sono riportati nella Tabella 4 e nella Tabella 7. Lo studio dimostra che il test **cobas® HCV** ha rilevato l'RNA di HCV ad una concentrazione di 9,2 UI/ml nel plasma EDTA e di 7,6 UI/ml nel siero, con un tasso di successo  $\geq 95\%$  in base all'analisi PROBIT per il volume di analisi del campione di 400 µl e ad una concentrazione di 15,2 UI/ml nel plasma EDTA e di 15,3 UI/ml nel siero, con un tasso di successo  $\geq 95\%$  in base all'analisi PROBIT per il volume di analisi del campione di 200 µl.

**Tabella 4.** Limite di sensibilità per il plasma EDTA (400 µl)

| Concentrazione del titolo iniziale<br>(HCV RNA UI/ml)      | N. ripetizioni valide                                        | N. di positivi | Tasso di successo |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 42,0                                                       | 125                                                          | 125            | 100,0%            |
| 21,0                                                       | 124                                                          | 124            | 100,0%            |
| 15,0                                                       | 125                                                          | 123            | 98,4%             |
| 9,0                                                        | 124                                                          | 117            | 94,4%             |
| 5,0                                                        | 126                                                          | 103            | 81,8%             |
| 3,0                                                        | 125                                                          | 80             | 64,0%             |
| 0,0                                                        | 36                                                           | 0              | 0,0%              |
| LoD tramite analisi PROBIT<br>con tasso di successo al 95% | 9,2 UI/ml<br>Intervallo di confidenza al 95%: 7,8-11,5 UI/ml |                |                   |

**Tabella 5.** Limite di sensibilità per il siero (400 µl)

| Concentrazione del titolo iniziale<br>(HCV RNA UI/ml)      | N. ripetizioni valide                                       | N. di positivi | Tasso di successo |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 42,0                                                       | 125                                                         | 125            | 100,0%            |
| 21,0                                                       | 126                                                         | 126            | 100,0%            |
| 15,0                                                       | 126                                                         | 126            | 100,0%            |
| 9,0                                                        | 126                                                         | 120            | 95,2%             |
| 5,0                                                        | 126                                                         | 110            | 87,3%             |
| 3,0                                                        | 126                                                         | 86             | 68,3%             |
| 0,0                                                        | 36                                                          | 0              | 0,0%              |
| LoD tramite analisi PROBIT<br>con tasso di successo al 95% | 7,6 UI/ml<br>Intervallo di confidenza al 95%: 6,5-9,5 UI/ml |                |                   |

**Tabella 6.** Limite di sensibilità per il plasma EDTA (200 µl)

| Concentrazione del titolo iniziale<br>(HCV RNA UI/ml)      | N. ripetizioni valide                                          | N. di positivi | Tasso di successo |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 60,0                                                       | 126                                                            | 126            | 100,0%            |
| 45,0                                                       | 125                                                            | 125            | 100,0%            |
| 25,0                                                       | 125                                                            | 125            | 100,0%            |
| 18,0                                                       | 124                                                            | 119            | 96,0%             |
| 10,0                                                       | 126                                                            | 106            | 84,1%             |
| 5,0                                                        | 124                                                            | 69             | 55,7%             |
| 0,0                                                        | 36                                                             | 0              | 0,0%              |
| LoD tramite analisi PROBIT<br>con tasso di successo al 95% | 15,2 UI/ml<br>Intervallo di confidenza al 95%: 13,1-18,5 UI/ml |                |                   |

**Tabella 7.** Limite di sensibilità per il siero (200 µl)

| Concentrazione del titolo iniziale<br>(HCV RNA UI/ml)      | N. ripetizioni valide                                          | N. di positivi | Tasso di successo |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| 60,0                                                       | 126                                                            | 126            | 100,0%            |
| 45,0                                                       | 126                                                            | 126            | 100,0%            |
| 25,0                                                       | 126                                                            | 123            | 97,6%             |
| 18,0                                                       | 126                                                            | 125            | 99,2%             |
| 10,0                                                       | 126                                                            | 106            | 84,1%             |
| 5,0                                                        | 125                                                            | 73             | 58,4%             |
| 0,0                                                        | 36                                                             | 0              | 0,0%              |
| LoD tramite analisi PROBIT<br>con tasso di successo al 95% | 15,3 UI/ml<br>Intervallo di confidenza al 95%: 13,1-18,7 UI/ml |                |                   |



### Intervallo lineare



La linearità del test **cobas**® HCV è stata determinata analizzando un pannello con genotipo HCV predominante (GT 1a) costituito da una serie di 13 diluizioni, distribuite sull'intero intervallo lineare del test. I campioni del pannello con titolo alto sono stati preparati a partire da uno stock di Armored RNA (arRNA) positivo con titolo alto, mentre i campioni del pannello con titolo basso sono stati preparati a partire da un campione clinico (clinical sample, CS). Il pannello dello studio di linearità è stato concepito prevedendo una sovrapposizione del titolo di 2 log<sub>10</sub> tra i due materiali di origine.

Con il volume di analisi del campione di 400 µl, il test **cobas**® HCV è lineare per il plasma EDTA e per il siero a concentrazioni comprese tra 15,0 UI/ml e 1,0E+08 UI/ml e presenta una deviazione massima dalla regressione nonlineare di migliore adattamento inferiore a ±0,08 log<sub>10</sub>. Sull'intero intervallo lineare, l'accuratezza del test è stata di ±0,20 log<sub>10</sub> per il plasma EDTA e di ±0,23 log<sub>10</sub> per il siero.

Con il volume di analisi del campione di 200 µl, il test **cobas**® HCV è lineare per il plasma EDTA e per il siero a concentrazioni comprese tra 25 UI/ml e 1,0E+08 UI/ml e presenta una deviazione massima dalla regressione nonlineare di migliore adattamento inferiore a ±0,09 log<sub>10</sub>. Sull'intero intervallo lineare, l'accuratezza del test è stata di ±0,20 log<sub>10</sub> per il plasma EDTA e di ±0,25 log<sub>10</sub> per il siero.

Per una rappresentazione dei risultati, vedere dalla Figura 2 alla Figura 5.

**Figura 2.** Linearità per il plasma EDTA (400 µl)**Figura 3.** Linearità per il siero (400 µl)

**Figura 4.** Linearità per il plasma EDTA (200 µl)**Figura 5.** Linearità per il siero (200 µl)

## Precisione intra-laboratorio

La precisione del test **cobas® HCV** è stata determinata analizzando diluizioni seriali di campioni clinici (CS) di HCV (genotipo 1a) o di Armored RNA (arRNA) di HCV in plasma EDTA e siero HCV-negativo. Sono stati analizzati cinque livelli di diluizione in 72 ripetizioni per ogni livello, ogni matrice e ogni volume di analisi del campione, utilizzando tre lotti di reagenti **cobas® HCV**, due strumenti e tre operatori nell'arco di 12 giorni. Ogni campione è stato sottoposto all'intera procedura prevista per il test **cobas® HCV** sul **cobas® 4800 System**. La precisione riferita in questa sede è dunque rappresentativa di tutti gli aspetti della procedura del test. I risultati sono riportati dalla Tabella 8 alla Tabella 11.

Il test **cobas® HCV** ha dimostrato un'elevata precisione per i tre lotti di reagenti analizzati su un intervallo di concentrazione compreso tra 1,0E+03 UI/ml e 1,0E+08 UI/ml, con entrambi i volumi di analisi del campione presi in considerazione: 200 µl e 400 µl.

**Tabella 8.** Precisione intra-laboratorio del test **cobas® HCV** (campioni di plasma EDTA – volume di analisi 400 µl)\*

| Concentrazione nominale (UI/ml) | Concentrazione assegnata (UI/ml) | Materiale di origine | Plasma EDTA |         |         |               |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|---------|---------|---------------|
|                                 |                                  |                      | Lotto 1     | Lotto 2 | Lotto 3 | Tutti i lotti |
|                                 |                                  |                      | DS          | DS      | DS      | DS in pool    |
| 1,0E+08                         | 8,5E+07                          | arRNA                | 0,05        | 0,06    | 0,05    | 0,06          |
| 1,0E+07                         | 8,5E+06                          | arRNA                | 0,06        | 0,06    | 0,06    | 0,06          |
| 4,0E+05                         | 3,4E+05                          | arRNA                | 0,06        | 0,05    | 0,06    | 0,06          |
| 1,0E+04                         | 9,9E+03                          | CS                   | 0,10        | 0,10    | 0,10    | 0,10          |
| 1,0E+03                         | 9,9E+02                          | CS                   | 0,09        | 0,08    | 0,07    | 0,08          |

\*I dati dei titoli sono considerati come distribuiti secondo una curva log-normale e sono analizzati secondo la trasformazione Log<sub>10</sub>. Le colonne DS (Deviazione Standard) indicano il totale del titolo dopo la trasformazione Log per ognuno dei tre lotti di reagenti.

**Tabella 9.** Precisione intra-laboratorio del test **cobas® HCV** (campioni di siero – volume di analisi 400 µl)\*

| Concentrazione nominale (UI/ml) | Concentrazione assegnata (UI/ml) | Materiale di origine | Siero   |         |         |               |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------------|
|                                 |                                  |                      | Lotto 1 | Lotto 2 | Lotto 3 | Tutti i lotti |
|                                 |                                  |                      | DS      | DS      | DS      | DS in pool    |
| 1,0E+08                         | 6,5E+07                          | arRNA                | 0,07    | 0,12    | 0,14    | 0,12          |
| 1,0E+07                         | 6,5E+06                          | arRNA                | 0,07    | 0,07    | 0,09    | 0,08          |
| 4,0E+05                         | 2,6E+05                          | arRNA                | 0,07    | 0,06    | 0,07    | 0,07          |
| 1,0E+04                         | 7,9E+03                          | CS                   | 0,07    | 0,05    | 0,08    | 0,07          |
| 1,0E+03                         | 7,9E+02                          | CS                   | 0,07    | 0,05    | 0,06    | 0,06          |

\*I dati dei titoli sono considerati come distribuiti secondo una curva log-normale e sono analizzati secondo la trasformazione Log<sub>10</sub>. Le colonne DS (Deviazione Standard) indicano il totale del titolo dopo la trasformazione Log per ognuno dei tre lotti di reagenti.

**Tabella 10.** Precisione intra-laboratorio del test **cobas®** HCV (plasma EDTA - volume di analisi 200 µl)\*

| Concentrazione nominale (UI/ml) | Concentrazione assegnata (UI/ml) | Materiale di origine | Plasma EDTA |         |         |               |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------|---------|---------|---------------|
|                                 |                                  |                      | Lotto 1     | Lotto 2 | Lotto 3 | Tutti i lotti |
|                                 |                                  |                      | DS          | DS      | DS      | DS in pool    |
| 1,0E+08                         | 8,5E+07                          | arRNA                | 0,07        | 0,09    | 0,06    | 0,07          |
| 1,0E+07                         | 8,5E+06                          | arRNA                | 0,05        | 0,05    | 0,05    | 0,05          |
| 4,0E+05                         | 3,4E+05                          | arRNA                | 0,04        | 0,05    | 0,07    | 0,05          |
| 1,0E+04                         | 9,9E+03                          | CS                   | 0,06        | 0,06    | 0,07    | 0,06          |
| 1,0E+03                         | 9,9E+02                          | CS                   | 0,06        | 0,07    | 0,05    | 0,06          |

\* I dati dei titoli sono considerati come distribuiti secondo una curva log-normale e sono analizzati secondo la trasformazione  $\text{Log}_{10}$ .  
Le colonne DS (Deviazione Standard) indicano il totale del titolo dopo la trasformazione Log per ognuno dei tre lotti di reagenti.

**Tabella 11.** Precisione intra-laboratorio del test **cobas®** HCV (siero - volume di analisi 200 µl)\*

| Concentrazione nominale (UI/ml) | Concentrazione assegnata (UI/ml) | Materiale di origine | Siero   |         |         |               |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------------|
|                                 |                                  |                      | Lotto 1 | Lotto 2 | Lotto 3 | Tutti i lotti |
|                                 |                                  |                      | DS      | DS      | DS      | DS in pool    |
| 1,0E+08                         | 6,5E+07                          | arRNA                | 0,05    | 0,06    | 0,06    | 0,06          |
| 1,0E+07                         | 6,5E+06                          | arRNA                | 0,07    | 0,07    | 0,05    | 0,06          |
| 4,0E+05                         | 2,6E+05                          | arRNA                | 0,08    | 0,05    | 0,07    | 0,07          |
| 1,0E+04                         | 7,9E+03                          | CS                   | 0,04    | 0,04    | 0,04    | 0,04          |
| 1,0E+03                         | 7,9E+02                          | CS                   | 0,04    | 0,06    | 0,05    | 0,05          |

\* I dati dei titoli sono considerati come distribuiti secondo una curva log-normale e sono analizzati secondo la trasformazione  $\text{Log}_{10}$ .  
Le colonne DS (Deviazione Standard) indicano il totale del titolo dopo la trasformazione Log per ognuno dei tre lotti di reagenti.

## Verifica del genotipo

Le prestazioni del test **cobas®** HCV sono state verificate con riferimento ai genotipi di HCV:

- Verifica del limite di sensibilità per i genotipi 1b-6
- Verifica della linearità per i genotipi 1b-6
- Assegnazione del titolo con il test **cobas®** HCV.

### Verifica del limite di sensibilità per i genotipi 1b-6

I campioni clinici di RNA di HCV rappresentativi di sei diversi genotipi (1b, 2, 3, 4, 5, 6) sono stati diluiti in plasma EDTA e siero fino alla concentrazione LoD del plasma EDTA del genotipo predominante (HCV GT 1a) sulla base dell'analisi LoD con tasso di successo al 95% (15,0 UI/ml). L'analisi del tasso di successo è stata eseguita con 42 ripetizioni per ogni genotipo e matrice di campioni. I risultati dimostrano che il test **cobas®** HCV ha rilevato l'HCV per i genotipi di HCV 1b, 2, 3, 4, 5 e 6 alla concentrazione di 15 UI/ml, con un limite superiore dell'intervallo di confidenza al 95% unilaterale che è uguale o maggiore del tasso di successo atteso del 95%.

**Tabella 12.** Verifica LoD dei genotipi di HCV 1b-6 in 400 µl di plasma EDTA

| Genotipo | Tasso di successo | Limite superiore IC 95% unilaterale |
|----------|-------------------|-------------------------------------|
| GT 1b    | 95,2%             | 99,1%                               |
| GT 2     | 100,0%            | 100,0%                              |
| GT 3     | 100,0%            | 100,0%                              |
| GT 4     | 100,0%            | 100,0%                              |
| GT 5     | 100,0%            | 100,0%                              |
| GT 6     | 97,6%             | 99,9%                               |

**Tabella 13.** Verifica LoD dei genotipi di HCV 1b-6 in 400 µl di siero

| Genotipo | Tasso di successo | Limite superiore IC 95% unilaterale |
|----------|-------------------|-------------------------------------|
| GT 1b    | 100,0%            | 100,0%                              |
| GT 2     | 100,0%            | 100,0%                              |
| GT 3     | 100,0%            | 100,0%                              |
| GT 4     | 100,0%            | 100,0%                              |
| GT 5     | 100,0%            | 100,0%                              |
| GT 6     | 100,0%            | 100,0%                              |

### Verifica dell'intervallo lineare per i genotipi 1b-6

La serie di diluizioni utilizzata per la verifica dello studio di linearità sui genotipi del test **cobas**® HCV era costituita da un pannello di nove campioni rappresentativi dell'intervallo lineare previsto. I campioni del pannello con titolo alto sono stati preparati a partire da uno stock di arRNA positivo con titolo alto, mentre i campioni del pannello con titolo basso sono stati preparati a partire da un campione clinico (clinical sample, CS) positivo con titolo alto. Il pannello dello studio di linearità è stato concepito prevedendo una sovrapposizione minima del titolo di 2 log<sub>10</sub> tra i due materiali di origine. L'intervallo lineare del test **cobas**® HCV era compreso tra i valori LLoQ (15,0 UI/ml per 400 µl di volume di analisi del campione) e ULoQ (1,0E+08 UI/ml) e includeva almeno due punti di decisione medica. Sono state eseguite 12 ripetizioni per livello in plasma EDTA.

L'intervallo lineare del test **cobas**® HCV è stato verificato per tutti i sei genotipi (1b, 2, 3, 4, 5 e 6). La deviazione massima tra la regressione lineare e la regressione nonlineare di migliore adattamento è risultata minore o uguale a 0,14 log<sub>10</sub>.

### Specificità

La specificità del test **cobas**® HCV è stata determinata analizzando campioni di plasma EDTA e di siero HCV- negativi ottenuti da singoli donatori. Sono stati analizzati 612 campioni singoli di plasma EDTA e 613 campioni singoli di siero (risultati totali: 1225) con tre lotti di reagenti **cobas**® HCV. Sono risultati negativi per l'RNA di HCV 609 campioni di plasma EDTA e 613 campioni di siero. Nel pannello di analisi, la specificità del test **cobas**® HCV è stata del 99,5% per il plasma (limite di confidenza al 95%: ≥ 98,7%) e del 100,0% per il siero (limite di confidenza al 95%: ≥ 99,5%).

## Specificità analitica

La specificità analitica del test **cobas® HCV** è stata valutata diluendo un pannello di patogeni (Tabella 14) con plasma EDTA, sia positivo per l'RNA di HCV, sia negativo per l'RNA di HCV. I patogeni sono stati aggiunti al plasma EDTA negativo e sono stati analizzati sia con RNA di HCV, sia senza. Il test **cobas® HCV** ha prodotto risultati negativi per tutti i campioni con patogeni in cui era assente il target HCV, mentre ha prodotto risultati positivi per tutti i campioni con patogeni in cui era presente il target HCV. Inoltre, per ognuno dei campioni HCV-positivi contenenti organismi che possono causare potenziali reazioni crociate, la media del titolo  $\log_{10}$  si è attestata entro  $\pm 0,09 \log_{10}$  della media del titolo  $\log_{10}$  del rispettivo controllo spike positivo.

**Tabella 14.** Patogeni analizzati per verificarne la reattività crociata

| Virus                                               |                                           | Batteri                        | Lieviti                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Adenovirus tipo 5                                   | Virus dell'herpes simplex tipo 1 e 2      | <i>Propionibacterium acnes</i> | <i>Candida albicans</i> |
| Citomegalovirus                                     | Papillomavirus umano                      | <i>Staphylococcus aureus</i>   |                         |
| Virus della Dengue tipi 1, 2, 3 e 4                 | Virus dell'influenza A                    |                                |                         |
| Virus di Epstein Barr                               | Virus dell'encefalite della Murray Valley |                                |                         |
| Virus FSME (ceppo HYPR)                             | Virus dell'encefalite di St. Louis        |                                |                         |
| Virus dell'epatite A                                | Virus Varicella-Zoster                    |                                |                         |
| Virus dell'epatite B                                | Virus del Nilo Occidentale                |                                |                         |
| Virus dell'immunodeficienza umana tipo 1            | Virus della febbre gialla                 |                                |                         |
| Virus linfotropico delle cellule T umane tipo 1 e 2 | Virus Zika                                |                                |                         |
| Virus dell'herpes umano tipo 6                      |                                           |                                |                         |

## Specificità analitica e sostanze interferenti

Sono stati analizzati livelli elevati di trigliceridi (27,9-29,0 g/l), bilirubina coniugata (0,18-0,22 g/l), bilirubina non coniugata (0,19-0,2 g/l), albumina (57,8-60,6 g/l), emoglobina (1,8-2,3 g/l) e DNA umano (2 mg/l) nei campioni sia in presenza che in assenza di RNA di HCV. Le sostanze che sono state analizzate non hanno interferito con le prestazioni del test **cobas® HCV**. Sono stati eseguiti test anche per la presenza dei marker di patologie autoimmuni, quali il lupus eritematoso sistemico (LES), l'artrite reumatoide (AR) e gli anticorpi antinucleo (ANA).

Inoltre sono stati analizzati i composti farmacologici elencati nella Tabella 15, ad una concentrazione tre volte superiore al valore  $C_{max}$ , sia in presenza che in assenza di RNA di HCV.

Nessuna delle potenziali sostanze interferenti ha alterato in alcun modo le prestazioni del test. Il test **cobas® HCV** ha prodotto risultati negativi per tutti i campioni in cui era assente il target HCV, mentre ha prodotto risultati positivi per tutti i campioni in cui era presente il target HCV. Inoltre, per ognuno dei campioni HCV-positivi contenenti potenziali sostanze interferenti, la media del titolo  $\log_{10}$  si è attestata entro  $\pm 0,04 \log_{10}$  della media del titolo  $\log_{10}$  del rispettivo controllo spike positivo.

**Tabella 15.** Composti farmacologici analizzati per verificare l'interferenza con la quantificazione dell'RNA di HCV da parte del test **cobas® HCV**

| Categoria farmacologica                                        | Nome generico del farmaco   |                  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Immunomodulatori                                               | Peginterferone $\alpha$ -2a | Ribavirina       |
|                                                                | Peginterferone $\alpha$ -2b |                  |
| Inibitori d'ingresso dell'HIV                                  | Maraviroc                   |                  |
| Inibitori dell'integrasi dell'HIV                              | Elvitegravir/Cobicistat     | Raltegravir      |
| Inibitori non nucleosidici della trascrittasi inversa dell'HIV | Efavirenz                   | Nevirapina       |
|                                                                | Etravirina                  | Rilpivirina      |
| Inibitori della proteasi dell'HIV                              | Atazanavir                  | Nelfinavir       |
|                                                                | Darunavir                   | Ritonavir        |
|                                                                | Fosamprenavir               | Saquinavir       |
|                                                                | Lopinavir                   | Tipranavir       |
| Inibitori della proteasi dell'HCV                              | Boceprevir                  | Telaprevir       |
|                                                                | Simeprevir                  |                  |
| Inibitori della trascrittasi inversa o della DNA polimerasi    | Abacavir                    | Ganciclovir      |
|                                                                | Aciclovir                   | Lamivudina       |
|                                                                | Adefovir dipivoxil          | Sofosbuvir       |
|                                                                | Cidofovir                   | Telbivudina      |
|                                                                | Emtricitabina               | Tenofovir        |
|                                                                | Entecavir                   | Valganciclovir   |
|                                                                | Foscarnet                   | Zidovudina       |
| Composti per il trattamento delle infezioni opportunistiche    | Azitromicina                | Pirazinamide     |
|                                                                | Claritromicina              | Rifabutina       |
|                                                                | Etambutolo                  | Rifampicina      |
|                                                                | Fluconazolo                 | Sulfametossazolo |
|                                                                | Isoniazide                  | Trimetoprima     |


## Correlazione tra i metodi

### Confronto tra le prestazioni del test **cobas® HCV** e le prestazioni del test quantitativo **COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HCV v2.0**

Le prestazioni del test **cobas® HCV** sono state confrontate con quelle del test quantitativo **COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HCV v2.0** (TaqMan® HCV Test v2.0) analizzando i campioni di siero e di plasma EDTA ottenuti da pazienti con infezione da HCV. In totale sono stati analizzati in duplicato 176 campioni di plasma EDTA e 176 campioni di siero, rappresentativi di tutti i genotipi di HCV, ottenendo risultati validi e compresi entro l'intervallo di quantificazione dei due test. È stata eseguita l'analisi di regressione di Deming. La deviazione del titolo medio dei campioni analizzati con i due test è stata di 0,0 log<sub>10</sub> (intervallo di confidenza al 95%: -0,01; 0,01).

I risultati della regressione di Deming sono riportati nella Figura 6. Il simbolo \* nelle figure mostra la singola misura. Il colore rappresenta il genotipo.


**Figura 6.** Analisi di regressione dei campioni di plasma EDTA e siero sottoposti al test **cobas**® HCV e al test TaqMan® HCV v2.0



### Equivalenza tra matrici – Plasma EDTA e siero

Sono state analizzate 114 coppie di campioni di plasma EDTA e di siero per studiare l'equivalenza tra le matrici. Di queste, 59 coppie di campioni erano HCV-positive. I campioni HCV-positivi appartenevano ai genotipi 1-5 lungo l'intervallo lineare.

La deviazione del titolo medio delle coppie di campioni di plasma EDTA e di siero analizzate è stata di 0,04 log<sub>10</sub> (intervallo di confidenza al 95%: 0,00; 0,08) (Figura 7).

**Figura 7.** Prestazioni dell'equivalenza tra matrici - Plasma EDTA e siero

### Tasso globale d'errore del sistema

Per quanto riguarda il tasso globale d'errore del sistema per il test **cobas**® HCV, è stato calcolato eseguendo 100 ripetizioni del test su campioni di plasma EDTA arricchiti con target HCV. Questi campioni sono stati analizzati a una concentrazione del target di circa 3×LLOQ (45,0 UI/ml).

Dai risultati di questo studio si evince che tutte le ripetizioni dei test hanno prodotto risultati validi e positivi per il target HCV, per un tasso globale d'errore del sistema pari allo 0,0%. L'intervallo di confidenza esatto al 95% bilaterale è pari allo 0,0% per il limite inferiore e al 3,6% per il limite superiore [0,0%: 3,6%].

### Contaminazione crociata

Il tasso di contaminazione crociata del test **cobas**® HCV è stato calcolato eseguendo 230 ripetizioni del test su campioni di plasma EDTA HCV-negativi e 235 ripetizioni del test su un campione con titolo HCV elevato, ad una concentrazione di 1,8E+08 UI/ml. Complessivamente sono state eseguite cinque sedute con campioni positivi e negativi in una configurazione a scacchiera.

Tra le ripetizioni dei campioni negativi, 229 su 230 sono risultate valide e negative, pertanto il tasso di contaminazione crociata è risultato dello 0,0% con un intervallo di confidenza al 95% unilaterale dell'1,3%.

# Informazioni supplementari

## Caratteristiche specifiche del test

|                                       |                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo di campione</b>               | Plasma EDTA, siero                                                               |
| <b>Volume di analisi del campione</b> | 400 µl o 200 µl                                                                  |
| <b>Sensibilità analitica</b>          | 9,2 UI/ml (400 µl)<br>15,3 UI/ml (200 µl)                                        |
| <b>Intervallo lineare</b>             | 400 µl: Tra 15,0 UI/ml e 1,0E+08 UI/ml<br>200 µl: Tra 25,0 UI/ml e 1,0E+08 UI/ml |
| <b>Specificità</b>                    | 99,5% (intervallo di confidenza al 95% unilaterale: 98,7%)                       |
| <b>Genotipi identificati</b>          | Genotipi di HCV 1-6                                                              |

## Simboli

I seguenti simboli appaiono su tutte le confezioni di prodotti diagnostici PCR di Roche.

**Tabella 16.** Simboli utilizzati sulle etichette dei prodotti diagnostici PCR di Roche

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Age/DOB</b> | Età o data di nascita                                                                                                                                               |    | Dispositivo non idoneo ai test POC                                                                       |    | UI QS per reazione PCR; utilizzare le unità internazionali (UI) QS per la reazione PCR nel calcolo dei risultati.                     |
|                 | Software ausiliario                                                                                                                                                 |    | Dispositivo non idoneo all'autodiagnosi                                                                  |    | Numero di serie                                                                                                                       |
|                  | Intervallo assegnato (copie/mL)                                                                                                                                     |    | Distributore<br>(Nota: il paese e/o la regione applicabili potrebbero essere indicati sotto il simbolo.) |    | Laboratorio                                                                                                                           |
|                  | Intervallo assegnato (UI/mL)                                                                                                                                        |    | Non riutilizzare                                                                                         |    | Procedura standard                                                                                                                    |
|                 | Mandatario nella Comunità Europea                                                                                                                                   |    | Femmina                                                                                                  |    | Sterilizzazione con ossido di etilene                                                                                                 |
|                 | Foglio di dati del barcode                                                                                                                                          |    | Solo per valutazione delle prestazioni IVD                                                               |    | Conservare al buio                                                                                                                    |
|                 | Codice del lotto                                                                                                                                                    |    | Global Trade Item Number                                                                                 |    | Limiti di temperatura                                                                                                                 |
|                 | Rischio biologico                                                                                                                                                   |    | Importatore                                                                                              |   | File di definizione del test                                                                                                          |
|               | Numero di catalogo                                                                                                                                                  |  | Dispositivo medico-diagnostico <i>in vitro</i>                                                           |  | Alto                                                                                                                                  |
|               | Contrassegno di conformità CE: questo dispositivo è conforme ai requisiti pertinenti del marchio CE relativamente ai dispositivi medico-diagnostici <i>in vitro</i> |  | Limite inferiore dell'intervallo assegnato                                                               |  | Procedura ultrasensibile                                                                                                              |
|               | Data di raccolta                                                                                                                                                    |  | Maschio                                                                                                  |  | Identificazione univoca del dispositivo                                                                                               |
|               | Consultare le istruzioni per l'uso                                                                                                                                  |  | Fabbricante                                                                                              |  | Limite superiore dell'intervallo assegnato                                                                                            |
|               | Contenuto sufficiente per <n> test                                                                                                                                  |  | Controllo negativo                                                                                       |  | Riga di riempimento urina                                                                                                             |
|               | Contenuto del kit                                                                                                                                                   |  | Non sterile                                                                                              |  | Solo USA: la legge federale statunitense limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su presentazione di prescrizione medica. |
|               | Controllo                                                                                                                                                           |  | Nome del paziente                                                                                        |  | Utilizzare entro la data                                                                                                              |
|               | Data di produzione                                                                                                                                                  |  | Numero del paziente                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                       |
|               | Dispositivo idoneo ai test POC                                                                                                                                      |  | Staccare qui                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                       |
|               | Dispositivo idoneo all'autodiagnosi                                                                                                                                 |  | Controllo positivo                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                       |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |  | Copie QS per reazione PCR; usare le copie QS per reazione PCR nel calcolo dei risultati.                 |                                                                                       |                                                                                                                                       |

## Assistenza tecnica

Per richiedere assistenza tecnica, contattare la nostra filiale locale:  
[https://www.roche.com/about/business/roche\\_worldwide.htm](https://www.roche.com/about/business/roche_worldwide.htm)

## Fabbricante

**Tabella 17.** Fabbricante



Fabbricato negli USA

Roche Diagnostics GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim, Germany  
[www.roche.com](http://www.roche.com)

Prodotto in USA

## Marchi e brevetti

Vedere <https://diagnostics.roche.com/us/en/about-us/patents>

## Copyright

©2024 Roche Molecular Systems, Inc.



## Bibliografia

1. Choo QL, Kuo G, Weiner AJ, Overby LR, Bradley DW, Houghton M. Isolation of a cDNA clone derived from a blood-borne non-A, non-B viral hepatitis genome. *Science*. 1989;244(4902):359-362.
2. Armstrong GL, Wasley A, Simard EP, McQuillan GM, Kuhnert WL, Alter MJ. The prevalence of hepatitis C virus infection in the United States, 1999 through 2002. *Ann Intern Med*. 2006;144(10):705-714.
3. Rustgi VK. The epidemiology of hepatitis C infection in the United States. *J Gastroenterol*. 2007;42(7):513-521.
4. Lauer GM, Walker BD. Hepatitis C virus infection. *N Engl J Med* 2001;345(1):41-52.
5. McHutchison JG, Gordon SC, Schiff ER, et al. Interferon alfa-2b alone or in combination with ribavirin as initial treatment for chronic hepatitis C. Hepatitis Interventional Therapy Group. *N Engl J Med*. 1998;339(21):1485-1492.
6. Davis GL, Esteban-Mur R, Rustgi V, et al. Interferon alfa-2b alone or in combination with ribavirin for the treatment of relapse of chronic hepatitis C. International Hepatitis Interventional Therapy Group. *N Engl J Med*. 1998;339(21):1493-1499.
7. Manns MP, McHutchison JG, Gordon SC, et al. Peginterferon alfa-2b plus ribavirin compared with interferon alfa-2b plus ribavirin for initial treatment of chronic hepatitis C: a randomised trial. *Lancet*. 2001;358(9286):958-965.
8. Fried MW, Shiffman ML, Reddy KR, al. Peginterferon alfa-2a plus ribavirin for chronic hepatitis C virus infection. *N Engl J Med*. 2002;347(13):975-982.
9. Hadziyannis SJ, Sette H, Jr, Morgan TR, et al. Peginterferon-alpha2a and ribavirin combination therapy in chronic hepatitis C: a randomized study of treatment duration and ribavirin dose. *Ann Intern Med*. 2004;140(5):346-355.
10. Ghany MG, Strader DB, Thomas DL, Seeff LB. American Association for the Study of Liver Disease (AASLD) Practice Guidelines. Diagnosis, Management, and Treatment of Hepatitis C: An Update *Hepatology*. 2009;49(4):1335-1374.
11. Ghany MG, Nelson DR, Strader DB, Thomas DL, Seeff LB; American Association for Study of Liver Diseases. An update on treatment of genotype 1 chronic hepatitis C virus infection: 2011 practice guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases. *Hepatology*. 2011;54(4):1433-1444.
12. Poordad F, McCone J, Jr, Bacon BR, et al. Boceprevir for untreated chronic HCV genotype 1 infection. *N Engl J Med*. 2011;364(13):1195-1206.
13. Jacobson IM, McHutchison JG, Dusheiko G, et al. Telaprevir for previously untreated chronic hepatitis C virus infection. *N Engl J Med*. 2011;364(25):2405-2416.
14. Bacon BR, Gordon SC, Lawitz E, et al. Boceprevir for previously treated chronic HCV genotype 1 infection. *N Engl J Med*. 2011;364(13):1207-1217.
15. Zeuzem S, Andreone P, Pol S, et al. Telaprevir for retreatment of HCV infection. *N Engl J Med*. 2011;364(25):2417-2428.
16. Lawitz E, Mangia A, Wyles D, t al. Sofosbuvir for previously untreated chronic hepatitis C infection. *N Engl J Med*. 2013;368(20):1878-1887.
17. Jacobson IM, Gordon SC, Kowdley KV, et al. Sofosbuvir for hepatitis C genotype 2 or 3 in patients without treatment options. *N Engl J Med*. 2013;368(20):1867-1877.

18. Liang TJ, Ghany MG. Current and future therapies for hepatitis C virus infection. *N Engl J Med*. 2013;368(20):1907-1917.
19. Rutter K, Hofer H, Beinhardt S, et al. Durability of SVR in chronic hepatitis C patients treated with peginterferon-alpha2a/ribavirin in combination with a direct-acting anti-viral. *Aliment Pharmacol Ther*. 2013;38(2):118-123.
20. European Association for the Study of the Liver (EASL) Recommendations on Treatment of Hepatitis C 2014. Available at: [http://www.easl.eu/\\_newsroom/latest-news/easl-recommendations-on-treatment-of-hepatitis-c-2014](http://www.easl.eu/_newsroom/latest-news/easl-recommendations-on-treatment-of-hepatitis-c-2014).
21. Pawlotsky JM. Use and interpretation of hepatitis C virus diagnostic assays. *Clin Liver Dis*. 2003; 7:127-137.
22. Longo MC, Berninger MS, Hartley JL. Use of uracil DNA glycosylase to control carry-over contamination in polymerase chain reactions. *Gene*. 1990;93:125-128.
23. Savva R, McAuley-Hecht K, Brown T, Pearl L. The structural basis of specific base-excision repair by uracil-DNA glycosylase. *Nature*. 1995;373:487-493.
24. Mol CD, Arvai AS, Slupphaug G, et al. Crystal structure and mutational analysis of human uracil-DNA glycosylase: structural basis for specificity and catalysis. *Cell*. 1995;80:869-878.
25. Higuchi R, Dollinger G, Walsh PS, Griffith R. Simultaneous amplification and detection of specific DNA sequences. *Biotechnology (NY)*. 1992;10:413-417.
26. Heid CA, Stevens J, Livak JK, Williams PM. Real time quantitative PCR. *Genome Res*. 1996;6:986-994.
27. Center for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th ed. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health HHS Publication No. (CDC) 21-1112, revised December 2009.
28. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections. Approved Guideline-Fourth Edition. CLSI Document M29-A4:Wayne, PA;CLSI, 2014.

## Revisione del documento

| Informazioni sulla revisione del documento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doc Rev. 7.0<br>02/2024                    | <p>Aggiornamento delle informazioni sui pericoli dei Lysis Kit 2.</p> <p>Aggiornamento della pagina dei simboli armonizzati.</p> <p>Aggiunta della sezione <b>Assistenza tecnica</b>.</p> <p>Aggiornamento della sezione <b>Marchi e brevetti</b>, collegamento incluso.</p> <p>Aggiornamento agli Operatori Economici correnti.</p> <p>Aggiunta della dichiarazione "Prodotto in".</p> <p>Aggiornamento dei marchi <b>cobas®</b>.</p> <p>Aggiunta del simbolo "Rx Only".</p> <p>Per ulteriori domande e chiarimenti, è possibile rivolgersi al rappresentante Roche locale.</p> |
| Doc Rev. 8.0<br>08/2024                    | <p>Rimozione del simbolo Rx Only dalla prima pagina.</p> <p>Aggiornamento delle informazioni sui pericoli dei Wash Buffer Kit.</p> <p>Aggiornamento della pagina dei simboli armonizzati.</p> <p>Per ulteriori domande e chiarimenti, è possibile rivolgersi al rappresentante Roche locale.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |