



CoaguChek® XS Softclix

Ujjbegyszűrő és lándzsák

Στυλό τρυπήματος και αιχμές



Használati útmutató

Rendeltetésszerű használat

Ujjbegyszűrő

A CoaguChek® XS Softclix ujjbegyszűrő olyan készülék, amely lehetővé teszi, hogy egyszerűen, szinte fájdalommentesen lehessen kapilláris vért venni az ujjbegyből. A CoaguChek® XS Softclix ujjbegyszűrő csak személyes használatra való! Mindig csak ugyanattól a személytől lehet vele vért venni.

Ha az ujjbegyszűrőt más személyek is használják, akár családtagok is, vagy az egészségügyi személyzet ezt az ujjbegyszűrőt különböző személyekről használja vérvételre, akkor fennáll a fertőzések átvitelének kockázata. Ezért ez az ujjbegyszűrő nem alkalmas egészségügyi intézményekben történő professzionális használatra. Nem steril termék.

A célszoportot a vérárvadást saját maguk felügyelő személyek alkotják.

Lándzsa


A CoaguChek® Softclix lándzsa steril egyszer használatos lándzsa, amelynek célja a CoaguChek® XS Softclix ujjbegyszűrővel történő használat a kapilláris vér egyszerű, lényegében fájdalommentes levétele céljából. A lándzsa előlőható, kizárólag egyszer használatú eszköz.

Mindannyik lándzsán védőkupak van, amely az első használatig garantálja a sterilitást.

Mielőtt használni kezdené

Mielőtt az ujjbegyből vért vennie, olvassa el ezt az útmutatót.

A következő szöveg olyan információk ellőt áll, amelyek az eszköz használatához kapcsolódó előrelátható veszélyes helyzetet írnak le:



Οδηγίες χρήσης

Προερισμένη χρήση

Στυλό τρυπήματος

To στυλό τρυπήματος CoaguChek® XS Softclix είναι μια εύχρηστη συσκευή που αναπτύχθηκε με σκοπό την ουσιαστική ανώδυνη λήψη τριχοειδών αίματος από τα δάκτυλ των ασθενών. Το στυλό τρυπήματος CoaguChek® XS Softclix προορίζεται για χρήση σε έναν ασθενή μόνον! Επιπρόσθετα η λήψη αίματος μόνον από το ίδιο άτομο.

Αν το στυλό τρυπήματος χρησιμοποιηθεί από άλλα άτομα, ακόμα και από μέλη της οικογένειας, ή αν εξεδικμενιο ιατρικό προσωπικό χρησιμοποιήσει το στυλό τρυπήματος για λήψη αίματος από περσόνες από ένα άτομο, υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης λοιμώξεων. Για το λόγο αυτόν, το στυλό τρυπήματος δεν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση σε νοσηλευτικά ιδρύματα. Δεν είναι στείρο προϊόν.

Οι αρμόδι-στές, θεωρούνται τα άτομα που ασχολούνται με την αυτοπαρakoλoύθηση πόνος του αίματος.

Αιχμή












































































































































Η αιχμή CoaguChek® Softclix είναι μια στείρα αιχμή μίας χρήσης και προορίζεται για χρήση με το στυλό τρυπήματος CoaguChek® XS Softclix με στόχο την ουσιαστική ανώδυνη λήψη τριχοειδών αίματος. Η αιχμή είναι αναλώσιμη και προορίζεται για μία χρήση μόνο.

Κάθε αιχμή είναι προστατευτικό κάλυμμα που διασφαλίζει τη στερωπότη της μέχρι να χρησιμοποιηθεί.

Πριν ξεκινήσετε

Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν από τη λήψη σταγόνες αίματος από το άκρο του δακτύλου σας.



Τυχόν πληροφορίες που περιγράφουν μια κατάσταση με επικείμενο σοβαρό κίνδυνο από τη χρήση της συσκευής συνοδεύονται από την ακόλουθη επισήμανση:



CoaguChek® XS Softclix

Dispositivo de puncción y lancetas

Dispositivo de punção e lancetas



ES Instrucciones de uso

Uso previsto

Dispositivo de puncción

El dispositivo de puncción CoaguChek® XS Softclix es un dispositivo para la obtención sencilla y prácticamente indolora de sangre capilar de la yema del dedo. El dispositivo de puncción CoaguChek® XS Softclix se ha concebido exclusivamente para su uso con un solo paciente. Solo se puede utilizar para obtener sangre de una persona.

Existe el riesgo de transmisión de infecciones si el dispositivo de puncción es utilizado por otras personas, incluso familiares, o si el personal sanitario utiliza el dispositivo de puncción para obtener sangre de otras personas. Por lo tanto, el dispositivo de puncción no es adecuado para el uso profesional en instalaciones y centros sanitarios. No es un producto estéril.

El grupo objetivo son las personas adscritas al área de autcontrol de la coagulación.

Lanceta


La lanceta CoaguChek® Softclix es una lanceta estéril de un solo uso diseñada para el dispositivo de puncción CoaguChek® XS Softclix para garantizar una obtención sencilla y prácticamente indolora de sangre capilar. La lanceta es un artículo desechable de un solo uso.

Cada lanceta tiene un disco protector que garantiza las condiciones de esterilidad hasta su primer uso.

Antes de empezar

Lea estas instrucciones de uso antes de obtener sangre de la yema del dedo.

La información sobre situaciones que suponen un peligro grave previsible al utilizar este dispositivo se indican con el siguiente encabezado:



PT Instruções de utilização

Utilização prevista

Dispositivo de punção

O dispositivo de punção CoaguChek® XS Softclix é um dispositivo para colheita fácil e quase indolor de sangue capilar das pontas dos dedos. O dispositivo de punção CoaguChek® XS Softclix destina-se apenas a uso pessoal! Só pode por isso ser utilizado para a colheita de sangue da mesma pessoa.

Se o dispositivo de punção for utilizado por outras pessoas, incluindo familiares, ou por profissionais de saúde para colheita de sangue em mais de uma pessoa, existe o perigo de transmissão de infeções. Por conseguinte, este dispositivo de punção não é adequado a utilização profissional em unidades de cuidados de saúde. Não é um produto estéril.

Pessoas na área de auto monitorização da coagulação são consideradas o grupo alvo.

Lanceta



A lanceta CoaguChek® Softclix é uma lanceta de utilização única esterilizada e destina-se a ser utilizada com o dispositivo de punção CoaguChek® XS Softclix para colheita fácil e quase indolor de sangue capilar. A lanceta é um artigo descartável que se destina a ser utilizado apenas uma vez.

Cada lanceta tem uma tampa de proteção que garante a condição estéril até à primeira utilização.

Antes de começar

Leia estas instruções de utilização antes de obter uma gota de sangue da ponta do seu dedo.

As informações que descrevem uma situação para a qual existe um perigo grave previsível ao utilizar o dispositivo, são precedidas pelo seguinte título:



⚠ PRECAUÇÃO

Risco de danos

El contacto de la piel con el dispositivo de puncción o la lanceta puede causar irritaciones cutáneas. Si la piel se irrita o inflama, consulte con el personal sanitario.

Riesgo de daños

La aguja de la lanceta está dañada a causa de su uso en superficies duras.

Utilice la lanceta solamente para obtener una gota de sangre.

Riesgo de daños

Algunas piezas del dispositivo de puncción, como el botón disparador, pueden accionarse durante el uso.

No apunte con el dispositivo de puncción a la cara de otras personas.

Si el dispositivo de puncción o la lanceta caen al suelo o se ven sometidos a cualquier otro estrés mecánico, compruebe la existencia de daños como, por ejemplo, fisuras. No los utilice en caso de que presenten daños.

Utilice solamente lancetas CoaguChek® Softclix con el dispositivo de puncción CoaguChek® Softclix. Otras lancetas pueden mermar el funcionamiento del dispositivo de puncción o dañarlo de forma permanente.

Preparación

► Lávese las manos con agua caliente y jabón antes de obtener la gota de sangre (vea ➊). Séquese bien las manos. Así se minimiza el ensuciamiento del sitio y se estimula la circulación sanguínea.

Introducir la lanceta

Para poder obtener sangre con el dispositivo de puncción, debe introducir una lanceta.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de infección

Si el disco protector está dañado o no está presente, la aguja no es estéril y puede provocar infecciones. Inspeccione la lanceta visualmente. Si el disco protector está deformado, fisurado o dañado de cualquier otro modo, no utilice la lanceta. Si el disco protector no está presente o alguna parte de la aguja queda expuesta, no utilice la lanceta. Deseche la lanceta.

► Retire el capuchón del dispositivo de puncción (vea ➋). ► Introduzca una lanceta nueva hasta el tope en el portalancetas (vea ➌). La lanceta debe encajar perceptiblemente. ► Desenrosque el disco protector de la lanceta (vea ➍). ► Vuelva a colocar el capuchón. La ranura de posicionamiento del capuchón tiene que coincidir con la línea de posicionamiento del dispositivo de puncción (vea ➋). El capuchón debe encajar perceptiblemente.

Ajustar la profundidad de puncción

Es posible ajustar 11 profundidades de puncción (de 0,5 a 5,5) a fin de ajustar la profundidad de puncción a la textura de la piel. La profundidad de puncción se muestra en la ventana de indicación. Cuanto más grande es el número, mayor es la profundidad de puncción.

Si no tiene aún experiencia con este dispositivo de puncción, le recomendamos que ajuste una profundidad de puncción baja como, p. ej., 2.

► Gire el capuchón hasta que esté ajustada la profundidad de puncción deseada (vea ➎).

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de daños

Si la profundidad de puncción es excesiva, la puncción puede ser dolorosa para los niños.

Antes de utilizar el dispositivo de puncción por primera vez en niños, pregunte al personal sanitario. Empezar con la profundidad de puncción más baja.

Tensar el dispositivo de puncción

Para poder obtener sangre, primero se debe tensar el dispositivo de puncción. Tense el dispositivo de puncción inmediatamente antes de obtener la sangre.

► Apriete el botón tensor hasta el tope (vea ➏). Tenga cuidado de no apretar el botón disparador al mismo tiempo.

El dispositivo de puncción está tensado cuando el centro del botón disparador está amarillo (vea ➏).

Obtener una gota de sangre



⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de infección

La lanceta se ha utilizado varias veces para obtener sangre. Para evitar la transmisión de infecciones, utilice la lanceta solamente una vez para obtener sangre.

Riesgo de infección

En casos puntuales, la lanceta no se retrae en el dispositivo de puncción después de obtener la sangre. Para evitar la transmisión de infecciones, compruebe que la lanceta no sobresalga del capuchón después de haber obtenido la sangre. Si la lanceta sobresale, no toque la parte frontal del capuchón. Retire con cuidado el capuchón del dispositivo de puncción. Expulse la lanceta y elimínela. Elimine las lancetas usadas de tal manera que se excluya una lesión con las agujas. Por ejemplo, coloque la lanceta en un recipiente para eliminación de cánulas.



⚠ PRECAUÇÃO

Riesgo de infección

El sitio de puncción no se ha limpiado.

Limpe el sitio de puncción antes de obtener sangre.

Riesgo de infección

Se ha superado la fecha de caducidad de la lanceta.

Utilice solamente lancetas que no hayan caducado. La fecha de caducidad aparece impresa junto al símbolo del embalaje.

Por regla general se puede obtener sangre de cualquier dedo. No obstante, algunos dedos pueden resultar inadecuados para ello, p. ej., si presentan una infección de la piel o de la uña. Recomendamos obtener la sangre capilar de los lados de la yema del dedo, dado que son los sitios menos sensibles al dolor. Utilice una lanceta nueva cada vez que obtenga sangre para que la obtención resulte siempre prácticamente indolora.

Utilice el dispositivo de puncción exclusivamente con el capuchón puesto. Sin capuchón, la lanceta penetrará demasiado profundamente y la puncción puede resultar muy dolorosa.

► Presione bien el dispositivo de puncción contra el sitio de puncción deseado (vea ➎).

► Presione el botón disparador (vea ➏).

La lanceta se dispara y penetra en la piel.

► Ayude a que se forme una gota de sangre frotando el dedo en dirección a la yema del dedo.

La cantidad de sangre que sale depende de la profundidad de puncción y de la presión con la que se coloca el dispositivo de puncción sobre la piel.

Si no sale suficiente sangre, presione aún más el dispositivo de puncción la siguiente vez que extraiga sangre. Si esa medida no es suficiente, aumente paulatinamente la profundidad de puncción. Si sale demasiada sangre, disminuya la profundidad de puncción.

► Realice la medición de los valores de coagulación inmediatamente después de obtener la sangre como se indica en las instrucciones de uso de su instrumento CoaguChek.

Le recomendamos proteger a continuación el sitio de puncción contra la suciedad.

Expulsar la lanceta usada

► Retire el capuchón del dispositivo de puncción (vea ➋).

► Deslice el eyector hacia adelante (vea ➑).

La lanceta usada se expulsa.

► Vuelva a colocar el capuchón.



► Elimine las lancetas usadas según la normativa local.

⚠ Precaución

Riesgo de infección

La aguja de las lancetas usadas no está protegida y puede tocarse de forma accidental.

Elimine las lancetas usadas de tal manera que se excluya una lesión con las agujas para evitar la transmisión de infecciones. Por ejemplo, coloque la lanceta en un recipiente para eliminación de cánulas.



Condiciones de funcionamiento

Tanto el dispositivo de puncción como sus accesorios deben utilizarse de acuerdo con las siguientes condiciones de funcionamiento:

- Rango de temperatura: entre +5 y +45 °C
- Rango de humedad relativa: entre 5 y 90 %

Almacenamiento del dispositivo de puncción y las lancetas

No conserve el dispositivo de puncción tensado. No conserve el dispositivo de puncción ni las lancetas a temperaturas elevadas, por ejemplo, en el coche con exceso de calor. Eso podría perjudicar su funcionamiento.

Guarde el dispositivo de puncción siempre sin ninguna lanceta insertada.

Limpiar y desinfectar el dispositivo de puncción y el capuchón

⚠ PRECAUÇÃO

Riesgo de infección

Es posible que el dispositivo de puncción y el capuchón entren en contacto con la sangre.

Para evitar la transmisión de infecciones, limpie y desinfecte el dispositivo de puncción y el capuchón siempre antes de que alguien los manipule, por ejemplo, para ayudarle.

Para evitar la transmisión de infecciones, debe limpiar y desinfectar regularmente el dispositivo de puncción y el capuchón:

- Como mínimo una vez a la semana
- Cuando el dispositivo de puncción o el capuchón estén manchados de sangre
- Siempre antes de que otra persona manipule el dispositivo de puncción, por ejemplo, para ayudarle.

Necesitará paños sin pelusa con los que cubrir el dispositivo de puncción completamente, agua e isopropanol al 70 %.

Antes de desinfectar el dispositivo de puncción y el capuchón es necesario limpiarlos para eliminar restos de sangre y suciedad.

Para evitar daños en el dispositivo de puncción y en el capuchón:

- No sumerja el dispositivo de puncción ni el capuchón en los fluidos.
- Utilice únicamente agua para la limpieza e isopropanol al 70 % para la desinfección.



► Retire el capuchón del dispositivo de puncción (vea ➋). ► Expulse la lanceta (vea ➑).

Limpeza

► Humedezca un paño con agua.

► Limpie a fondo el dispositivo de puncción y el capuchón. Limpie el dispositivo de puncción solo por fuera (vea ➋) y el capuchón por fuera y por dentro (ver ➋).

► Seque el dispositivo de puncción y el capuchón con un paño seco.



Desinfección

► Humedezca un paño con isopropanol al 70 %.

► Limpie a fondo el dispositivo de puncción y el capuchón durante 2 minutos cada uno. Limpie el dispositivo de puncción solo por fuera y el capuchón por fuera y por dentro.

► Vuelva a colocar el capuchón.

► Envuelva el dispositivo de puncción completamente en el paño.

► Deje el dispositivo de puncción 8 minutos envuelto en el paño.

► Saque el dispositivo de puncción del paño y deje que se seque en el aire.

Eliminación del dispositivo de puncción

⚠ PRECAUÇÃO

Riesgo de infección

El dispositivo de puncción está manchado con sangre y se ha eliminado de forma incorrecta.

Para evitar la transmisión de infecciones, elimine el dispositivo de puncción usado como material infeccioso de acuerdo con las regulaciones aplicables en su país.

Durante la obtención de la gota de sangre, el dispositivo de puncción puede entrar en contacto con sangre. Un dispositivo de puncción utilizado conlleva un riesgo de infección.

Elimine los dispositivos de puncción no utilizados como residuos plásticos.

Póngase en contacto con el ayuntamiento o la autoridad local para obtener información sobre la correcta eliminación.

Información sobre pedidos

Si desea solicitar un dispositivo de puncción CoaguChek® XS Softclix o lancetas CoaguChek® Softclix, póngase en contacto con la atención al cliente.

Material requerido (no suministrado)

Lancetas CoaguChek® Softclix, 50 lancetas, REF 03506509001.

Comunicación de incidentes graves

Para pacientes/usuarios/terceros en la Unión Europea y en países con régimen regulatorio idéntico (Reglamento 2017/745/UE sobre productos sanitarios); si, durante el uso de este dispositivo o como resultado de su uso, se produce un incidente grave, comuníquelo al fabricante y a la autoridad nacional.

Última actualización

2022-03

► Humedezca un paño con agua.

► Limpie bem o dispositivo de punção e a tampa. Limpe o dispositivo de punção somente por fora (ver ➋) e a tampa por fora e por dentro (ver ➋).

► Seque o dispositivo de punção e a tampa com um pano seco.

Limpeza

► Humedezca um pano com água.

► Limpe bem o dispositivo de punção e a tampa. Limpe o dispositivo de punção somente por fora (ver ➋) e a tampa por fora e por dentro (ver ➋).

► Seque o dispositivo de punção e a tampa com um pano seco.

► Humedezca bem um pano com isopropanol a 70 %.

► Limpie bem o dispositivo de punção e a tampa durante 2 minutos cada. Limpe o dispositivo de punção somente por fora e a tampa por fora e por dentro.

► Volte a colocar a tampa do dispositivo de punção.

► Envolva o dispositivo de punção totalmente no pano.

► Deixe o dispositivo de punção envolvido repousar durante 8 minutos.

► Desembolhe o dispositivo de punção e deixe-o secar ao ar.

Eliminação do dispositivo de punção

⚠ PRECAUÇÃO

Risco de infeção

O dispositivo de punção entrou em contacto com sangue e está a ser descartado incorretamente.

Para evitar a transmissão de infeções, elimine um dispositivo de punção usado como sendo material potencialmente infeccioso, de acordo com os regulamentos aplicáveis no seu país.

Durante a obtenção de uma gota de sangue, o dispositivo de punção pode entrar em contacto com sangue. Por conseguinte um dispositivo de punção acarreta um risco de infeção.

Descarte um dispositivo de punção não utilizado como resíduos de plástico.

Para obter informações sobre a eliminação correta, contacte as autoridades locais.

Informações sobre encomendas

Se pretender encomendar um dispositivo de punção CoaguChek® XS Softclix ou lancetas CoaguChek® Softclix, contacte o apoio ao cliente.

Materiais adicionais necessários

Lancetas CoaguChek® Softclix, 50 lancetas, REF 03506509001.

Comunicação de incidentes graves

Para um paciente/utilizador/terceiro na União Europeia e em países com regulamentação idêntica (Regulamentação 2017/745/UE sobre dispositivos médicos); se durante ou em resultado do uso deste dispositivo, ocorrer um incidente grave, agradeçamos que o comunique ao fabricante e as autoridades do seu país.

Última atualização

2022-03

Consulte las instrucciones de uso

Atención, consultar las notas sobre seguridad de las instrucciones de uso del producto

Fecha de caducidad

Esterilizado utilizando irradiación

Uso único

Un solo paciente – múltiples usos

Producto sanitario