

9180 Electrolyte Analyzer

Anexo 1.0 a las Instrucciones de uso, versión 10.0

Revisiones

Este anexo hace referencia a un nuevo electrodo de referencia (09969772001) y a una nueva carcasa de electrodo de referencia (09969764001) para el 9180 Electrolyte Analyzer.

Utilice la tabla de *Electrodos* de la página Información de pedido de electrodos (5) en este anexo en lugar de la tabla de *Electrodos* de la sección “Material fungible y accesorios” de las *Instrucciones de uso del 9180 Electrolyte Analyzer*, versión 10.0.

Índice de materias

Material fungible y accesorios disponibles	5
Revisión 1: Se han añadido nuevos electrodos y carcasas	7

Material fungible y accesorios disponibles

Versión del adjunto	Versión del software	Fecha de la revisión	Modificaciones
1.0	No disponible	Febrero de 2024	Primera versión.

Historial de revisiones

Roche recomienda familiarizarse con el contenido nuevo o revisado del capítulo.

La ilustración siguiente describe la presentación del contenido en el documento.

	Parámetro				
	Cl ⁻	Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	Li ⁺
Electrodo de cloruro 03110451180	X	+	+	+	+
Electrodo de sodio 03110419180	+	X	+	+	+
Electrodo de potasio 03110338180	+	+	X	+	+
Electrodo de calcio 03110354180	+	+	+	X	+
Electrodo de litio 03110664180	+	+	+	+	X
Electrodo de referencia ^(a) 03112306180	X	X	X	X	X
Cubierta del electrodo de referencia 03112284180	X	X	X	X	X
Electrodo de referencia 9180 09969772001	X	X	X	X	X
Carcasa del electrodo de referencia 9180 09969764001	X	X	X	X	X
Electrodo neutro ^(b) 03110192035	+	+	+	+	+

Información de pedido de electrodos

(a) Sin marcado CE y no cumple con RoHS.

(b) Sustituye a un electrodo no utilizado.

X

Requiere instalación

+

Debe utilizarse un electrodo neutro para llenar correctamente la cámara de medición



Si decide imprimir estas páginas, Roche recomienda imprimirlas por una sola cara. De este modo, podrá insertar fácilmente el contenido nuevo o revisado en el lugar correcto del documento existente.

Revisión 1: Se han añadido nuevos electrodos y carcadas

Números de página revisados

Esta sección revisa el contenido de la página 176 de las *Instrucciones de uso del 9180 Electrolyte Analyzer*, versión 10.0.