

Roche Inventory Solution

Snabbreferensguide Dokumentversion 1.0 Programvaruversion 4.7



Publication information

Publikationsversio n		Utgåvans version Revisionsdatum Ändringsbeskrivn		Ändringsbeskrivning
1.0		Utgåva 4.7	Mars 2023	Första versionen
===	Revisionshistorik			
			Allmänt	Det här dokumentet är avsett för användare av applikationen Roche Inventory Solution.
				Alla funktioner som beskrivs i detta dokument är eventuellt inte tillgängliga för alla användare.
				Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att all information i detta dokument är korrekt vid tiden för tryckningen. Tillverkaren av produkten kan dock komma att behöva uppdatera informationen i dokumentet i samband med produktöversyn, vilket i så fall leder till en ny version av dokumentet.
		Här hittar du	information	Användarhjälpen och Användarhandboken innehåller all information om Roche Inventory Solution-programmet inklusive användning av den handhållna enheten. Bägge publikationerna har samma innehåll.
				Snabbreferensguiden ger en kort introduktion till viktiga rutinuppgifter.
				🛆 Allmän uppmärksamhet
				Se till att du är bekant med instruktionerna och säkerhetsinformationen i Användarhjälpen och Användarhandboken .
				▶ Var särskilt uppmärksam på alla säkerhetsanvisningar.
				 Följ alltid instruktionerna i Användarhjälpen och Användarhandboken.
				 Använd inte programmet på något annat sätt än det som beskrivs i Användarhjälpen och Användarhandboken.
				 Förvara alla publikationer på en säker och lättåtkomlig plats.
			Utbildning	Utför inte driftuppgifter om du inte har utbildats av Roche Diagnostics eller från din lokala nyckelanvändare. Uppgifter som inte beskrivs i användardokumentationen ska utföras av utbildad personal från Roche kundsupport.

Skärmdumpar	Skärmdumparna i det här dokumentet är endast avsedda för illustration. Konfigurerbar och variabel data, såsom produkter, beställningar eller sökvägsnamn som är synliga däri får inte användas.
Element i gränssnitt för användare	Vilka element som visas beror på din åtkomstbehörighet i rollen som användare. Vissa element som beskrivs i denna publicering kanske inte visas i ditt gränssnitt för användare.
Garanti	Kontakta Roche kundsupport om du vill ha information om garantivillkoren.
Copyright	© 2023, F. Hoffmann-La Roche Ltd. Med ensamrätt.
Licensinformation	Applikationen Roche Inventory Solution är skyddad enligt lag om avtalsrätt, upphovsrätt och internationella avtal. Applikationen Roche Inventory Solution innehåller en användarlicens mellan F. Hoffmann-La Roche Ltd. och en licensinnehavare, och endast behöriga användare ska ha åtkomst till applikationen och använda den. Obehörig användning och distribution kan resultera i civil- och straffrättsliga påföljder.
Öppen källkod och kommersiell programvara	Applikationen Roche Inventory Solution kan inkludera komponenter eller moduler av kommersiell programvara eller programvara med öppen källkod. För ytterligare information om immateriell egendom och andra varningar, liksom licenser för de programvaror som ingår i applikationen Roche Inventory Solution, se den elektroniska distributionen som medföljer produkten.
Feedback	Alla ansträngningar har gjorts för att se till att denna publikation uppfyller användningsområdet. Vi tar gärna emot synpunkter om dokumentet och ser över dem inför kommande versioner. Kontakta din Roche-representant om du har någon sådan feedback.

Den här sidan har avsiktligt lämnats tom.

Innehållsförteckning

Snabbreferens: Använda produkter	6
Snabbreferens: Utföra inventering och anpassa lager	8
Snabbreferens: Beställa produkter	10
Snabbreferens: Ta emot leveranser	12

Snabbreferens: Använda produkter

För att använda produkter, använd den handhållna enheten för att:

- Ta ut produkter från förvaringen.
- Sätta tillbaka oanvända produkter till förvaringen.



•

🎟 🛛 Ta ut och sätta tillbaka produkter från lagret

Steg		Användaråtgärd	
2 Lämna tillbaka produkter	Cancel Return products Roche	 Välj -> Returnera produkter. Skanna produktstreckkoden för den produkt 	
	Image: 03121291122 1 PCE Precipath PUC Image: 03001 Vender ROCHE Image: 03609987190 1 PCE Diluent MultiAssay Elecsys,cobas e Image: 03609827190 Image: 03609987190 Image: 03609987190	 du vill lämna tillbaka till förvaringen. Alternativt kan du söka efter produkten med hjälp av sökfunktionen Q. Om flera loter visas: Välj rätt lotnummer. 	
		 Eller skanna lotens streckkod (om tillgänglig). Upprepa stegen 2-3 för att lämna tillbaka en annan produkt till förvaringen. 	
		 5. När du har skannat klart alla produkter som du lämnar tillbaka till förvaringen: 	
	Q Finish	 Se till att alla produkterna listats med rätt kvantitet och lotnummer. 	
		 Om du vill ta bort en produkt från listan väljer du i > Bekräfta. 	
		6. Välj knappen Avsluta .	

🖽 Ta ut och sätta tillbaka produkter från lagret

Snabbreferens: Utföra inventering och anpassa lager

Utför regelbunden inventering för att hålla produktmängderna uppdaterade.



Ittöra inventering och anpassa lager

Ste	eg		An	nvändaråtgärd
3	Handhållen enhet: Kassering av utgångna loter	To dispose of an expired lot, scan the product barcode	1. 2.	Välj FF > Kassering av utgångna loter . Skanna produktens streckkod.
				 Alternativt kan du söka efter produkten med hjälp av sökfunktionen Q.
			3.	Från listan över utgångna loter väljer du den lot du vill kassera.
			4.	Välj knappen Ok .

🖽 Utföra inventering och anpassa lager

Snabbreferens: Beställa produkter

Vanligtvis skapas beställningar automatiskt av Roche Inventory Solution-applikationen. Men du kan även skapa beställningar manuellt med hjälp av skrivbordsapplikationen.

Ste	g		Användaråtgärd
1	Skapa beställningar manuellt	Manage orders - Create Destinution Source Product Na: Product name Order quantity Unit 1 Contract No. Q	 Välj Beställningar > Justera beställningar. Välj knappen Skapa. Ange fälten Mål, Källa, Produktnr. och Beställningsmängd. Kontrakt nej. är ett valfritt fält. Välj Fortsätt > Skicka in. Beställ fler produkter genom att upprepa stegen 3-4.
2	Generera beställningar manuellt med hjälp av ombeställningsgrupper Detta krävs endast om beställningar behöver genereras utanför ombeställningsgruppschem at.	Edit with excet Deles Update fields Records 1-4 of Constants gater Edit record: *	 Välj Platsinställningar > Sortera om grupper. Sök efter ombeställningsgruppen och markera kryssrutan. Välj Redigera post > Generera beställning.

📰 Skapa beställningar manuellt med skrivbordsapplikationen

Granska och godkänna beställningar

Alla beställningar måste godkännas innan de skickas till leverantören.

Ste	eg	Användaråtgärd
1	Granska och godkänna beställningar	 Välj Beställningar > Godkänn beställningar. Sök efter de beställningar som behöver godkännande. Sök efter de beställningsmängd genom att dubbelklicka på värdet. Ändra vid behov Beställningsmängd genom att dubbelklicka på värdet. Välj de beställningar som behöver godkännande och välj knappen Godkänn beställningar. Välj knappen Skicka in. När de är anslutna till Roche SAP, skickas Roche- och MLS beställningar automatiskt och inga ytterligare åtgärder krävs. Om applikationen inte är ansluten till Roche SAP, eller om du beställer från en tredjepartsleverantör: Exportera antingen manuellt och skicka beställninger (följ nästa procedur). Eller konfigurera e-postbeställningar för tredjepartsprodukter (se
2	Exportera och skicka beställningar	

🖽 Granska och godkänna beställningar med hjälp av skrivbordsapplikationen

Snabbreferens: Ta emot leveranser

När en produkt har levererats till en plats använder du den handhållna enheten för att kontrollera och bekräfta leveransen.

Steg		Användaråtgärd
1 Ta emot leveranser av Roche-produkter som	Cancel Delivery Roche	 Välj > Leverans. Skanna försändelsens streckkod.
-\\ Denna procedur är	Image: mail of the state is a state in the state is a	 Alternativt kan du ange försändelse-ID med hjälp av sökfunktionen Q.
tillämplig om det finns et leverans-ID kopplat till leveransen	t №E 04738551190 2 PCE TSH CS Elecsys V2 100 46373002 2021-06-30	 Se till att de produkter, lotnummer och kvantiteter som anges matchar leveransen.
	REF 05042666191 2 PCE PreciControl Thyro AB Elecsys V2 2021-09-30 Image: Masses of the second	 Om ikonen visas så väljer du ikonen och anger den saknade lotinformationen.
	Def 07092539190 6 PCE Progesterone G3 Elecsys cobas e 100 2020-12-31	 Om den mottagna kvantiteten skiljer sig från den visade kvantiteten så väljer du kvantiteten för att uppdatera den.
		6. Välj knappen > Avsluta .
	Q Finish	
2 Skapa en ny leverans	Create new delivery Roche	1. Välj E > Skapa ny leverans .
efter att ha mottagit MLS-produkter eller produkter från tredje	EE 20200617001 1 PCE	 Alternativt kan du infoga ett Försändelse- ID.
part	Image: Window REDSAUCE	 Skanna produkterna eller använd Q för att söka efter produkter från tredje part.
- Ó- Detta förfarande är även tillämpligt på Roche-	Kohn bouffant cap	4. Skanna eller ange de begärda uppgifterna och justera kvantiteten för lotberoende
kommer från Roche SAP- gränssnittet.	BD Plastic Syringe	produkter. 5. Anpassa kvantiteten för produkter som inte
		ar lotberoende. 6. Välj Avsluta för att slutföra skapandet av leveransen.
	Q Finish	
🎟 Ta emot leveranser		

Den här sidan har avsiktligt lämnats tom.

Published by:

Roche Diagnostics International Ltd CH-6343 Rotkreuz Switzerland

www.roche.com