

9180 Electrolyte Analyzer

Tillegg 1.0 til bruksanvisning, versjon 10.0

Revisjoner

Dette tillegget gjelder en ny referanseelektrode (09969772001) og et nytt referanseelektrodehus (09969764001) for 9180 Electrolyte Analyzer.

Bruk tabellen *Elektroder* på side Bestillingsinformasjon for elektroder (5) i dette tillegget i stedet for tabellen *Elektroder* i avsnittet «Tilbehør og forbruksvarer» i *bruksanvisningen for 9180 Electrolyte Analyzer*, versjon 10.0.

Innholdsfortegnelse

Tilgjengelig tilbehør og forbruksvarer	5
Revisjon 1: Ny elektrode og nytt hus lagt til . . .	7

Tilgjengelig tilbehør og forbruksvarer

Vedleggsversjon	Programvareversjon	Revisjonsdato	Endringer
1.0	I/R	Februar 2024	Første utgivelse.

Revisjonshistorikk

Roche anbefaler at du gjør deg kjent med det nye eller reviderte innholdet i dette kapittelet.

Følgende illustrasjon viser hvordan dette innholdet presenteres i dette dokumentet.

	Parameter				
	Cl ⁻	Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	Li ⁺
Chloride Electrode (Kloridelektrode) 03110451180	X	+	+	+	+
Sodium Electrode (Natriumelektrode) 03110419180	+	X	+	+	+
Potassium Electrode (Kaliumelektrode) 03110338180	+	+	X	+	+
Calcium Electrode (Kalsiumelektrode) 03110354180	+	+	+	X	+
Lithium Electrode (Litiumelektrode) 03110664180	+	+	+	+	X
Reference Electrode (Referanselektrode) ^(a) 03112306180	X	X	X	X	X
Reference Electrode Housing (Referanselektrodehus) 03112284180	X	X	X	X	X
Reference Electrode 9180 (Referanselektrode 9180) 09969772001	X	X	X	X	X
Reference Electrode Housing 9180 (Referanselektrodehus 9180) 09969764001	X	X	X	X	X
Dummy Electrode (Dummyelektrode) ^(b) 03110192035	+	+	+	+	+

Bestillingsinformasjon for elektroder

(a) Ikke CE-merket og ikke i samsvar med RoHS.

(b) Erstatte en elektrode som ikke brukes.

X

Må installeres

+

Dummyelektrode må brukes for å fylle målekammeret



Hvis du skriver ut disse sidene, anbefaler Roche at du skriver dem ut enkeltsidig. På denne måten er det enkelt å sette inn det nye eller reviderte innholdet på de riktige stedene i det eksisterende dokumentet.

Revisjon 1: Ny elektrode og nytt hus lagt til

Reviderte sidetall

Dette avsnittet reviderer innhold på side 176 i *bruksanvisningen for 9180 Electrolyte Analyzer*, versjon 10.0.