

9180 Electrolyte Analyzer

Lietošanas instrukcijas pielikums 1.0, versija 10.0

Labojumi

Šis pielikums attiecas uz jaunu standartelektrodu (09969772001) un jaunu standartelektrodu korpusu (09969764001) ierīcei 9180 Electrolyte Analyzer.

Lūdzu, izmantojiet tabulu *Elektrodi* šī pielikuma Informācija par elektrodu pasūtīšanu (5). Ipp. sistēmas tabulā, nevis tabulu *Elektrodi* tabulas sadaļā "Papildpiederumi un izejmateriāli" *Electrolyte Analyzer lietošanas instrukcijas 9180*, versijas 10.0 vietā.

Satura rādītājs

Pieejamie papildpiederumi un izejmateriāli . . .	5
1. labojums. Pievienots jauns elektrods un korpuss	6

Pieejamie papildpiederumi un izejmateriāli

Pielikuma versija	Programmatūras versija	Labojuma datums	Izmaiņas
1.0	n. p.	2024. gada februāris	Pirmais laidiens.

📖 Pārskatījumu vēsture

Roche iesaka iepazīties ar šajā sadaļā sniegto jauno vai grozīto saturu.

Nākamajā attēlā ir paskaidrots, kā šis saturs ir atspoguļots šajā dokumentā.

	Parametrs				
	Cl ⁻	Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	Li ⁺
Hlorīda elektrods 03110451180	X	+	+	+	+
Nātrija elektrods 03110419180	+	X	+	+	+
Kālija elektrods 03110338180	+	+	X	+	+
Kalcija elektrods 03110354180	+	+	+	X	+
Litija elektrods 03110664180	+	+	+	+	X
Standartelektrods ^(a) 03112306180	X	X	X	X	X
Standartelektroda korpuss 03112284180	X	X	X	X	X
Standartelektrods 9180 09969772001	X	X	X	X	X
Standartelektroda korpuss 9180 09969764001	X	X	X	X	X
Modeļa elektrods ^(b) 03110192035	+	+	+	+	+

📖 Informācija par elektrodu pasūtīšanu

(a) Nav CE marķējuma un neatbilst RoHS prasībām.

(b) Aizstāj nelietotu elektrodu.

- XJāuzstāda
- +Modeļa elektrods jāizmanto mērījumu kameras pareizai uzpildei.

💡 Ja drukājat šīs lappuses, Roche iesaka tās drukāt tikai uz vienas lapas puses. Šādi jūs varat jauno vai laboto saturu viegli ievietot pareizajā(s) vietā(s) esošajā dokumentā.

1. labojums. Pievienots jauns elektrods un korpuss

Laboto lappušu numuri

Šajā sadaļā tiek pārskatīts saturs *9180 Electrolyte Analyzer lietošanas instrukcijas* versijai 10.0 176. lpp.

