



## Certificate of Analysis

**Product name**

b-NADH, Reduced, Disodium Salt, Grade II

**Material No.**

10004642103

**Lot No.**

37313469

**Date of Manufacturing**

2019-08-28

**Expiry Date**

2020-08

Parameter	Result	Unit
Appearance	yellowish powder	
Sol.(50 mg/ml water)	corresponds	
clear,colourl.to slightly	corresponds	
yellowish solution	corresponds	
NADH(enzym.)	85,3	%
NADH(abs.340 nm)	86,3	%
NADH(abs.260 nm)	92,9	%
Na(flame photom.)	6,3	%
Water(KF)	6,0	%
NAD(enzym.)	0,99	%
AMP(enzym.)	0,04	%
A 260/A 340	2,34	

**Issue date** 2019-08-28

Page 1 of 2

Roche Diagnostics GmbH

Sandhofer Straße 116; D#68305 Mannheim; Telefon +49-621-759-0; Telefax +49-621-759-2890

Sitz der Gesellschaft: Mannheim - Registergericht: AG Mannheim HRB 3962 - Geschäftsführung: Dr. Ursula Redeker, Sprecherin; Andreas Schmitz - Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Severin Schwan



## Certificate of Analysis

**Product name**

b-NADH, Reduced, Disodium Salt, Grade II

**Material No.**

10004642103

**Lot No.**

37313469

**Date of Manufacturing**

2019-08-28

**Expiry Date**

2020-08

Parameter	Result	Unit
A 260/A 240	1,95	
React.rates(LDH)	98	%
Ethanol(GC)	2,3	%

This lot meets our specification

This certificate is a computer printout and has therefore not been signed by hand.

**Issue date** 2019-08-28

Page 2 of 2

Roche Diagnostics GmbH

Sandhofer Straße 116; D#68305 Mannheim; Telefon +49-621-759-0; Telefax +49-621-759-2890

Sitz der Gesellschaft: Mannheim - Registergericht: AG Mannheim HRB 3962 - Geschäftsführung: Dr. Ursula Redeker, Sprecherin; Andreas Schmitz - Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Severin Schwan