

9180 Electrolyte Analyzer

Допълнение 1.0 към Инструкциите за употреба, версия 10.0

Редакции

Настоящото допълнение се отнася за нов сравнителен електрод (09969772001) и нов кожух на сравнителния електрод (09969764001) за 9180 Electrolyte Analyzer.

Моля, използвайте таблицата Електроди на стр. Информация за заявяване на електрод (4) в това допълнение вместо таблицата Електроди в раздела „Акcesoари и консумативи“ в Инструкции за употреба на 9180 Electrolyte Analyzer, версия 10.0.

Съдържание

Налични аксесоари и консумативи	4
Редакция 1: Добавени са нов електрод и кожух.	6

Налични аксесоари и консумативи

Версия на прикачения файл	Версия на софтуера	Дата на редакцията	Промени
1.0	Неприложимо	февруари 2024 г.	Първо издание.

История на редакциите

Roche препоръчва да се запознаете с новото или редактираното съдържание, предоставено в тази глава.

На следващата илюстрация е показано как е представено това съдържание в този документ.

	Параметър				
	Cl ⁻	Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	Li ⁺
Електрод за хлорид 03110451180	X	+	+	+	+
Електрод за натрий 03110419180	+	X	+	+	+
Електрод за калий 03110338180	+	+	X	+	+
Електрод за калций 03110354180	+	+	+	X	+
Електрод за литий 03110664180	+	+	+	+	X
Сравнителен електрод ^(a) 03112306180	X	X	X	X	X
Кожух на сравнителен електрод 03112284180	X	X	X	X	X
Сравнителен електрод 9180 09969772001	X	X	X	X	X
Кожух на сравнителен електрод 9180 09969764001	X	X	X	X	X
Фиктивен електрод ^(b) 03110192035	+	+	+	+	+

Информация за заявяване на електрод

(a) Няма CE маркировка и не е в съответствие с RoHS.

(b) Заменя неизползван електрод.

X	Трябва да бъде монтиран
+	Фиктивният електрод трябва да се използва за правилно напълване на измервателната камера



Ако отпечатвате тези страници, Roche препоръчва да ги отпечатате едностранно. По този начин можете лесно да вмъкнете новото или редактираното съдържание на подходящото(ите) място(а) в съществуващия документ.

Редакция 1: Добавени са нов електрод и кожух

Редактирани номера на страниците

Този раздел преразглежда съдържанието на страница 176 от Инструкции за употреба на 9180 Electrolyte Analyzer, версия 10.0.