

9180 Electrolyte Analyzer

Tillägg 1.0 till bruksanvisningen, version 10.0

Revideringar

Det här tillägget gäller en ny referenselektrod (09969772001) och ett nytt referenselektrodshölje (09969764001) till 9180 Electrolyte Analyzer.

Använd tabellen över *elektroder* på sidan Beställningsinformation för elektroder (5) i det här tillägget istället för tabellen *Elektroder* i avsnittet "Tillbehör och förbrukningsmaterial" i bruksanvisningen till *9180 Electrolyte Analyzer*, version 10.0.

Innehållsförteckning

Tillgängliga tillbehör och förbrukningsmaterial	5
Revidering 1: Ny elektrod och nytt hölje har lagts till	7

Tillgängliga tillbehör och förbrukningsmaterial

Version på bilaga	Programversion	Revideringsdatum	Ändringar
1.0	Ej tillämpligt	Februari 2024	Första lanseringen.

Revideringshistorik

Roche rekommenderar att du bekantar dig med det nya eller reviderade innehållet i det här kapitlet.

Följande bild visar hur det här innehållet presenteras i det här dokumentet.

	Parameter				
	Cl ⁻	Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	Li ⁺
Kloridelektrod 03110451180	X	+	+	+	+
Natriumelektrod 03110419180	+	X	+	+	+
Kaliumelektrod 03110338180	+	+	X	+	+
Kalciumelektrod 03110354180	+	+	+	X	+
Litiumelektrod 03110664180	+	+	+	+	X
Referenselektrod ^(a) 03112306180	X	X	X	X	X
Referenselektrodens hölje 03112284180	X	X	X	X	X
Referenselektrod 9180 09969772001	X	X	X	X	X
Referenselektrodhölje 9180 09969764001	X	X	X	X	X
Dummy-elektrod ^(b) 03110192035	+	+	+	+	+

Beställningsinformation för elektroder

(a) Inte CE-märkt och överensstämmer inte med RoHS.

(b) Ersätter en oanvänd elektrod.

X

Måste installeras

+

Dummy-elektrod måste användas för korrekt fyllning av mätkammaren



Om du skriver ut de här sidorna rekommenderar Roche att du skriver ut dem enkelsidigt. På det viset kan du enkelt sätta in det nya eller reviderade innehållet på rätt plats i det befintliga dokumentet.

Revidering 1: Ny elektrod och nytt hölje har lagts till

Sidnumren har ändrats

I det här avsnittet ändras innehållet på sidan 176 i bruksanvisningen för *9180 Electrolyte Analyzer*, version 10.0.