

# **9180 Analisador de Eletrólitos**

Adenda 1.0 às Instruções de uso, versão 10.0

## Revisões

Esta adenda diz respeito a um novo Reference Electrode (09969772001) e a uma nova Reference Electrode Housing (09969764001) do 9180 Analisador de Eletrólitos.

Utilize a tabela *Eléttodos* na página Informações para encomenda de eléctrodos (5) desta adenda em vez da tabela *Eléttodos* na secção "Acessórios e Consumíveis" das *Instruções de uso do 9180 Analisador de Eletrólitos*, versão 10.0.

## Índice

---

Acessórios e consumíveis disponíveis . . . . .	5
Revisão 1: Foi adicionado o novo eletrodo e a nova cobertura. . . . .	6

# Acessórios e consumíveis disponíveis

Versão do anexo	Versão do software	Data da revisão	Alterações
1.0	NA	Fevereiro de 2024	Primeira versão.

## Histórico de revisões

A Roche recomenda que o utilizador se familiarize com o conteúdo novo ou revisto apresentado neste capítulo.

A ilustração que se segue mostra a forma como este conteúdo é apresentado neste documento.

	Parâmetro				
	Cl <sup>-</sup>	Na <sup>+</sup>	K <sup>+</sup>	Ca <sup>2+</sup>	Li <sup>+</sup>
Chloride Electrode 03110451180	X	+	+	+	+
Sodium Electrode 03110419180	+	X	+	+	+
Potassium Electrode 03110338180	+	+	X	+	+
Calcium Electrode 03110354180	+	+	+	X	+
Lithium Electrode 03110664180	+	+	+	+	X
Reference Electrode <sup>(a)</sup> 03112306180	X	X	X	X	X
Reference Electrode Housing 03112284180	X	X	X	X	X
Reference Electrode 9180 09969772001	X	X	X	X	X
Reference Electrode Housing 9180 09969764001	X	X	X	X	X
Dummy Electrode <sup>(b)</sup> 03110192035	+	+	+	+	+

## Informações para encomenda de elérodos

(a) Não tem marcação CE e não está em conformidade com a diretiva RoHS.

(b) Substitui um elédrodo não utilizado.

X	Tem de ser instalado
+	Tem de ser utilizado um elédrodo fictício para enchimento adequado da câmara de medição

 Se pretender imprimir estas páginas, a Roche recomenda que as mesmas sejam impressas só de um lado da folha. Desta forma, o conteúdo novo ou revisto pode ser facilmente colocado no(s) local(ais) apropriado(s) no documento existente.

# Revisão 1: Foi adicionado o novo elétrodo e a nova cobertura

## Os números de página foram revistos

Nesta secção é feita uma revisão do conteúdo da página 176 das *Instruções de uso do 9180 Analisador de Eletrólitos*, versão 10.0.

