

9180 Electrolyte Analyzer

Kasutusjuhendi lisa 1.0, versioon 10.0

Redaktsioonid

See lisa käsitleb uut referentselektroodi (09969772001) ja uut referentselektroodi korpus (09969764001) analüsaatorile 9180 Electrolyte Analyzer.

Kasutage selle lisa tabelit *Elektroodid* lk Elektroodide tellimise teave (5) analüsaatori 9180 *Electrolyte Analyzer kasutusjuhise* versiooni 10.0 jaotise „Tarvikud ja tarvikud“ tabeli *Elektroodid* asemel.

Sisukord

Saadaolevad lisatarvikud ja kulutarvikud	5
1. redaktsioon: Lisatud uus elektrood ja korpus	6

Saadaolevad lisatarvikud ja kulutarvikud

Manuse versioon	Tarkvaraversioon	Redaktsiooni kuupäev	Muudatused
1.0	NA	Veebruar 2024	Esimene väljaanne.

 Redaktsiooni ajalugu

Roche soovib tutvuda selles peatükis oleva uue või redigeeritud sisuga.

Järgmisel pildil on näidatud, kuidas see sisu on dokumendis esitatud.

	Parameeter				
	Cl ⁻	Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	Li ⁺
Kloriidelektrood 03110451180	X	+	+	+	+
Naatriumelektrood 03110419180	+	X	+	+	+
Kaaliumelektrood 03110338180	+	+	X	+	+
Kaltsiumelektrood 03110354180	+	+	+	X	+
Liitiumelektrood 03110664180	+	+	+	+	X
Võrdluselektrood ^(a) 03112306180	X	X	X	X	X
Võrdluselektroodi korpus 03112284180	X	X	X	X	X
Võrdluselektrood 9180 09969772001	X	X	X	X	X
Võrdluselektroodi korpus 9180 09969764001	X	X	X	X	X
Tühielektrood ^(b) 03110192035	+	+	+	+	+

 Elektroodide tellimise teave

(a) Ei ole CE-märgisega ega vasta RoHS-ile.

(b) Asendab kasutamata elektroodi.

- X
- Tuleb paigaldada
- +
- Tühielektroodi tuleb kasutada mõõtekambri õige täitumise tagamiseks.

 Kui tahate lehed välja printida, soovib Roche printida need ühepoolsest. Nii on lihtsam panna uus või muudetud sisu õige(te)sse kohta(desse) olemasolevas dokumendis.

1. redaktsioon: Lisatud uus elektrood ja korpus

Muudetud lehekülgede numbrid

Selles jaotises redigeeritakse analüsaatori 9180 *Electrolyte Analyzer kasutusjuhise* versiooni 10.0 sisu leheküljel 176.

