

Analyzátor elektrolytů 9180

Dodatek 1.0 k návodu k obsluze, verze 10.0

Revize

Tento dodatek se týká nové referenční elektrody (09969772001) a nového pláště referenční elektrody (09969764001) pro analyzátor elektrolytů 9180.

Použijte tabulku *Elektrody* na straně Informace pro objednání elektrod (5) v tomto dodatku namísto tabulky *Elektrody* v části „Příslušenství a spotřební materiál“ v návodu k obsluze analyzátoru elektrolytů 9180, verze 10.0.

Obsah

Dostupné příslušenství a spotřební materiál . .	5
Revize 1: Přidána nová elektroda a plášť	7

Dostupné příslušenství a spotřební materiál

Verze přílohy	Verze softwaru	Datum revize	Poznámka
1.0	NA	Únor 2024	První vydání.

Historie revizí

Společnost Roche doporučuje, abyste se seznámili s novým nebo aktualizovaným obsahem v této kapitole.

Následující příklad ukazuje způsob prezentace tohoto obsahu v tomto dokumentu.

	Parametr				
	Cl ⁻	Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	Li ⁺
Elektroda pro měření chloridů 03110451180	X	+	+	+	+
Elektroda pro měření sodíku 03110419180	+	X	+	+	+
Elektroda pro měření draslíku 03110338180	+	+	X	+	+
Elektroda pro měření vápníku 03110354180	+	+	+	X	+
Elektroda pro měření lithia 03110664180	+	+	+	+	X
Referenční elektroda ^(a) 03112306180	X	X	X	X	X
Plášť referenční elektrody 03112284180	X	X	X	X	X
Referenční elektroda 9180 09969772001	X	X	X	X	X
Plášť referenční elektrody 9180 09969764001	X	X	X	X	X
Maketa elektrody ^(b) 03110192035	+	+	+	+	+

Informace pro objednání elektrod

(a) Nemá označení CE a neodpovídá RoHS.

(b) Nahrazuje nepoužívanou elektrodu.

X

Nutná instalace

+

Pro správné plnění měřicí komory musí být simulační elektroda nainstalována.



Pokud si budete tyto strany tisknout, společnost Roche doporučuje použít jednostranný tisk. Budete si tak moci nový nebo aktualizovaný obsah snadno založit na příslušné místo ve stávajícím dokumentu.

Revize 1: Přidána nová elektroda a plášť

Číslo pozměněných stran

Tato část reviduje obsah na straně 176 v *návodu k obsluze analyzátoru elektrolytů 9180*, verze 10.0.